

# Inhalateur 0,6 L

Référence 01510



**Prix du produit :**

**7,13 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Inhalateur en polypropylène et PEHD avec bol pouvant contenir jusqu'à 600 ml de produit. Cet accessoire est utilisé pour inhaler des vapeurs d'un mélange composé généralement d'eau chaude et d'huiles essentielles ou de médicaments.

**Description du produit :**

## Inhalateur 0,6 L

Idéal pour le soin des rhumes, rhinites, sinusites ou encombrements des voies respiratoires. Cet inhalateur soigne grâce à l'inhalation de la vapeur ou la fumigation. Il peut également aider à dilater les pores de la peau afin de nettoyer les impureté plus facilement à l'aide d'un [tire-comédon](#).

Composé en 2 parties amovibles.

Facile à nettoyer. Décontaminable en lave bassin

Matériau : en polypropylène et PEHD

## Comment utiliser un inhalateur ?

Guide et conseils d'utilisation pour un bol inhalateur :

1. Lavez-vous les mains avant de manipuler l'inhalateur.

2. Retirez le couvercle de l'inhalateur.
3. Remplissez le bol avec de l'eau chaude jusqu'à la ligne de remplissage.
4. Ajoutez des huiles essentielles ou des médicaments prescrits par votre médecin dans l'eau chaude.
5. Replacez le couvercle sur le bol.
6. Asseyez-vous confortablement et placez le bol sur une surface plane.
7. Penchez-vous au-dessus du bol et couvrez votre tête avec une serviette.
8. Fermez les yeux et respirez lentement et profondément par le nez.
9. Restez dans cette position pendant environ 10 minutes.
10. Après utilisation, jetez l'eau et nettoyez soigneusement le bol inhalateur.

Il est important de noter que l'utilisation d'un bol inhalateur ne doit pas remplacer les traitements médicaux prescrits par votre médecin. Si vous avez des questions sur l'utilisation d'un bol inhalateur pour traiter un rhume, il est important de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

## **Comment nettoyer son inhalateur ?**

Pour nettoyer un bol inhalateur, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Démonter l'inhalateur en séparant le bol et le cône 1.
2. Laver le bol et le cône à l'eau chaude savonneuse 12.
3. Rincer abondamment à l'eau claire 12.
4. Sécher soigneusement le bol et le cône avec un chiffon propre 12.

Il est important de noter que les inhalateurs peuvent avoir des instructions de nettoyage spécifiques en fonction de leur type et de leur marque. Si vous avez des doutes sur la façon de nettoyer votre inhalateur, il est recommandé de contacter votre médecin ou votre pharmacien pour obtenir des conseils supplémentaires.

## **Informations sur les inhalateurs.**

Les bols inhalateurs sont des dispositifs médicaux utilisés pour administrer des médicaments sous forme de vapeur ou de gaz. Ils sont couramment utilisés pour traiter les maladies respiratoires telles que les rhumes, la bronchite et l'asthme. Les bols inhalateurs sont disponibles dans une variété de styles et de tailles pour répondre aux besoins individuels.

L'utilisation d'un bol inhalateur pour traiter un rhume peut aider à soulager les symptômes tels que la congestion nasale et la toux. Pour utiliser un bol inhalateur, vous devez remplir le bol avec de l'eau chaude et ajouter des huiles essentielles ou des médicaments prescrits par votre médecin. Ensuite, vous devez inhaler la vapeur qui se dégage du bol en vous couvrant la tête avec une serviette.

Il est important de noter que l'utilisation d'un bol inhalateur ne doit pas remplacer les traitements médicaux prescrits par votre médecin. Si vous avez des questions sur l'utilisation d'un bol inhalateur pour traiter un rhume, il est important de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

En savoir plus :

[Asthme : bien utiliser son inhalateur](#) (Source ameli.fr)