

Tensoplast® HB BSN bande adhésive élastique

Référence 00217

Prix du produit :

3,79 € taxe inclu

Description brève du produit :

La bande élastique adhésive de référence !
Utilisée pour la contention, le strapping ou pour compresser les traumatologies musculaires ou autres problèmes veineux.

TARIFS DÉGRESSIFS

À partir de 3 boîtes :

Taille 3 cm : 4,98€ la boîte

Taille 6 cm : 6,95€ la boîte

Taille 8 cm : 8,98€ la boîte

Taille 10 cm : 10,95€ la boîte

Taille 15 cm : 14,95€ la boîte



Description du produit :



Tensoplast : bande adhésive pour contention ou strapping.

La bande élastique adhésive Tensoplast® est la référence en [bande de maintien](#) mais reste confortable pour la personne qui la porte.

Avec sa formule HB élastique (élasticité longitudinale nominale de 50 %), cette bande est efficace pour toutes les **contentions adhésives souples ou les strapping** pour améliorer les pathologies articulaires, tendineuses, musculaires et ligamentaires. Mais elle peut aussi servir de compression pour les traumatologies musculaires ou peut être un traitement élasto-compressif pour les problèmes veineux (phlébologie).

La **bande Tensoplast® HB** est un moyen de fixation pour les [pansements](#) ou pour les attelles. Son élasticité lui permet de fixer [compresses](#) et cotons si besoin.

Sa matière en **100 % coton** procure une excellente tolérance et ses stries évitent la macération. Le rebord de la bande est tissé pour éviter les fils flottants.

Disponible dans 5 largeurs différentes, la bande Tensoplast® s'adapte aux différentes morphologies et parties du corps :

- - 3 cm
- - 6 cm
- - 8 cm
- - 10 cm
- - 15 cm

Longueur de la bande : 2,5 m.

À SAISIR ! Prix réduit par lot de 3 bandes !

Indications :

Contentions souples adhésives en pathologie articulaire, tendineuse et musculaire.

Traitement élasto-compressif en phlébologie, Maintien de tous pansements, Compression en traumatologie musculaire.

Comment utiliser Tensoplast ?

Les bandes de pansement [TENSOPLAST](#) sont des produits couramment utilisés dans le domaine médical pour fixer et protéger les pansements. Elles sont également utilisées dans le domaine du sport pour soutenir les articulations et les muscles lors de l'activité physique. Voici quelques conseils sur la manière d'utiliser [TENSOPLAST](#) de manière efficace :

1. Préparation : avant d'appliquer la bande , assurez-vous que la peau est propre, sèche et exempte de toute crème ou lotion. Si nécessaire, nettoyez la zone concernée avec de l'eau et du savon doux, puis séchez-la soigneusement.
2. Choix de la taille : les bandes de pansement [TENSOPLAST](#) sont disponibles dans différentes tailles. Choisissez une taille qui convient à la zone que vous souhaitez panser ou soutenir. Assurez-vous que la bande est suffisamment longue pour couvrir la zone concernée.
3. Application : déroulez délicatement la bande et placez-la sur la zone à traiter. Veillez à ce qu'elle adhère bien à la peau, mais évitez de trop serrer pour ne pas entraver la circulation sanguine. Si vous utilisez la bande pour soutenir une articulation ou un muscle, appliquez-la de manière à fournir un soutien adéquat tout en permettant une liberté de mouvement.
4. Fixation : une fois que vous avez appliqué la bande [TENSOPLAST](#), assurez-vous qu'elle est bien fixée en appuyant légèrement dessus avec la paume de la main. Évitez de trop tirer sur la bande, car cela pourrait entraîner une tension excessive et une gêne.
5. Durée de port : la durée de port recommandée pour les bandes de pansement [TENSOPLAST](#) peut varier en fonction de la situation. Suivez les instructions du fabricant ou consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils spécifiques. Dans certains cas, il peut être nécessaire de changer la bande quotidiennement, tandis que dans d'autres cas, elle peut être portée pendant plusieurs jours.
6. Retrait : lorsque vous retirez le pansement, faites-le lentement et avec précaution pour éviter de causer des douleurs ou des irritations. Tirez doucement sur la bande dans le sens inverse de la croissance des poils pour minimiser l'inconfort.
7. Stockage : Pour préserver la qualité et l'adhérence de la bande de pansement [TENSOPLAST](#), il est recommandé de la conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Il est important de noter que [TENSOPLAST](#) ne doit pas être utilisé sur des plaies ouvertes ou des lésions cutanées infectées. Si vous avez des doutes ou si vous pensez avoir besoin d'une assistance médicale, il est préférable de consulter un professionnel de la santé.

Quels sont les avantages des bandes adhésives TENSOPLAST ?

[TENSOPLAST](#) offrent plusieurs avantages en tant que bandes de pansement et de soutien. Voici quelques-uns des avantages les plus courants :

1. Forte adhérence : les bandes adhésives [TENSOPLAST](#) sont connues pour leur excellente

adhérence à la peau. Elles restent en place même lors d'activités physiques intenses, ce qui permet de maintenir le pansement ou le soutien en position pendant une plus longue période. Elles sont donc largement recommandées pour lors de la pratique du sport.

2. **Élasticité** : ces bandes de pansement sont élastiques, ce qui leur permet de s'étirer et de s'adapter aux mouvements du corps. Cela les rend idéales pour soutenir les articulations et les muscles tout en offrant une certaine mobilité.
3. **Résistance à l'eau** : certaines variantes de bandes adhésives [TENSOPLAST](#) sont résistantes à l'eau, ce qui signifie qu'elles ne se décollent pas facilement lorsqu'elles sont exposées à l'eau ou à l'humidité. Cela les rend particulièrement adaptées aux activités sportives ou aux situations où la peau peut être exposée à l'eau.
4. **Confortable** : les bandes [TENSOPLAST](#) sont généralement fabriquées à partir de matériaux doux et confortables, ce qui les rend agréables à porter sur la peau. Elles minimisent les risques de frottement, de rougeurs ou d'irritations, même lorsqu'elles sont portées pendant de longues périodes.
5. **Polyvalence** : ces bandes sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour différents usages. Elles peuvent servir à fixer des pansements, à soutenir des articulations, à prévenir les blessures sportives, à maintenir des attelles en place, etc. Leur polyvalence en fait un produit utile dans de nombreuses situations.
6. **Disponibilité** : elles sont largement disponibles dans les pharmacies et les magasins spécialisés, ce qui les rend facilement accessibles aux consommateurs.
7. **Facilité d'utilisation** : les bandes [TENSOPLAST](#) sont faciles à utiliser et ne nécessitent pas de compétences particulières. Elles peuvent être appliquées rapidement et efficacement, ce qui les rend pratiques pour une utilisation quotidienne.

Il est important de noter que les avantages peuvent varier en fonction des besoins individuels et des situations spécifiques. Il est toujours recommandé de suivre les instructions du fabricant et de consulter un professionnel de la santé en cas de doute ou de besoin d'assistance.