

Pince à tique en inox

Référence 03228



Prix du produit :

4,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Permet de retirer une tique en totalité (le corps + la tête).

Nettoyage facile : utilisez un nettoyant qui n'attaque pas l'inox ou en stérilisateur type Poupinel.

Description du produit:

Pince à tique, pour retirer facilement les tiques avec le corps et la tête.

Facile d'utilisation, cette **pince anti-tiques** est dotée d'un ressort qui permet de retirer facilement le parasite de votre épiderme.

Pensez à bien nettoyer la zone avant et après extraction de la tique afin d'éviter d'être contaminer par la maladie de LIME. Ces parasites étant vecteurs de cette maladie.

Bien lire le mode d'emploi pour l'utilisation de cette <u>pince à usage médicale</u>.

Efficace, pratique et durable!

Dispositif médical de Classe I avec marquage CE.

En acier inoxydable.

Comment bien utiliser une pince à tique ?



Les tiques sont des parasites qui peuvent causer des infections graves chez les humains et les animaux. Il est donc important de les retirer rapidement et efficacement. Les pinces à tiques sont des outils spécialement conçus pour retirer les tiques en toute sécurité. Voici comment utiliser une pince à tique:

- 1. Désinfectez la zone autour de la tique avec de l'alcool à friction.
- Placez la pince à tique autour de la tique, aussi près que possible de la peau.
 Serrez doucement la pince à tique pour saisir la tique.
- 4. Tirez doucement la tique en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne tirez pas trop fort pour éviter de casser la tête de la tique.
- 5. Une fois la tique retirée, désinfectez la zone avec de l'alcool à friction.

Il est important de ne pas utiliser de pince à épiler ou de doigts pour retirer une tique, car cela peut causer des dommages à la tique et augmenter le risque d'infection. Les pinces à tiques sont conçues pour saisir la tique sans la comprimer et la retirer en toute sécurité.

La F.A.Q. sur les pinces à tiques.

1. Q: Qu'est-ce qu'une pince à tiques ?

R: Une pince à tiques est un outil spécialement conçu pour retirer les tiques en toute sécurité.

2. Q: Pourquoi ne pas utiliser de pince à épiler pour retirer une tique ?

R: Les pinces à épiler ne sont pas conçues pour retirer les tiques en toute sécurité. Elles peuvent comprimer la tique et augmenter le risque d'infection.

3. Q: Comment savoir si une tique est infectée ?

R: Les tiques infectées peuvent transmettre des maladies telles que la maladie de Lyme. Si vous observez une rougeur qui s'étend autour de la zone de la piqûre, consultez un médecin.

4. Q: Où puis-je acheter une pince à tiques ?

R: Les pinces à tiques sont disponibles dans les pharmacies, les drogueries et en ligne.

5. Q: Comment éviter les piqures de tiques ?



R: Évitez les zones boisées et herbeuses, portez des vêtements longs et clairs, utilisez des répulsifs contre les tiques et inspectez régulièrement votre corps pour détecter les tiques.

6. Q: Les tiques peuvent-elles transmettre des maladies aux animaux domestiques ?

R: Oui, les tiques peuvent transmettre des maladies aux animaux domestiques. Il est important de retirer les tiques rapidement et de consulter un vétérinaire si vous observez des symptômes tels que de la fièvre ou de la léthargie.

7. Q: Comment retirer une tique d'un animal domestique?

R: Utilisez une pince à tiques ou un crochet spécial pour retirer la tique. Saisissez la tique aussi près que possible de la peau et tirez doucement en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

8. Q: Les tiques sont-elles plus actives à certaines périodes de l'année ?

R: Les tiques sont plus actives au printemps et en été, lorsque les températures sont plus chaudes.

9. Q: Les tiques peuvent-elles être dangereuses pour les humains?

R: Oui, les tiques peuvent transmettre des maladies graves telles que la maladie de Lyme. Il est important de retirer les tiques rapidement et de consulter un médecin si vous observez des symptômes tels que de la fièvre ou de la fatigue.