

# Poire à lavement Enema complet

Référence 00588



Prix du produit :

11,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

**Description du produit:** 

Enéma: Poire à lavement

En PVC avec 2 canules petite et grande

Permet le lavement par liquide de l'oreille ou du nez

Nettoyage avec un détergent doux (qui n'attaque pas le PVC) ou au savon.

## Utilisation de la poire à lavement énéma :

La poire à lavement Enema est un dispositif médical utilisé pour nettoyer le côlon en profondeur. Elle est composée d'un réservoir et d'une canule en plastique. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet accessoire :

 La poire à lavement Enema est utilisée pour nettoyer le côlon en profondeur avant une intervention chirurgicale, une coloscopie ou pour soulager la constipation. Elle peut également être utilisée pour nettoyer les selles en cas d'incontinence fécale. Même si elle est principalement utilisée pour le côlon, elle peut également être utilisée pour le nettoyage d'autres conduits comme les oreilles ou le nez.



- Préparation: avant d'utiliser la poire à lavement Enema, il est important de s'assurer que la canule est propre. Il est recommandé de la nettoyer avec de l'eau tiède et du savon avant la première utilisation. Il est également important de remplir la poire avec de l'eau chaude ou tiède avant de l'insérer. Les utilisateurs doivent s'assurer que la poire est complètement remplie d'eau pour éviter les fuites.
- Pour utiliser la poire Enema pour le nettoyage du côlon, l'utilisateur doit s'allonger sur le dos avec les jambes pliées. Il faut ensuite insérer la canule dans l'anus et presser doucement la poire pour libérer l'eau. Il est recommandé d'attendre quelques minutes avant d'aller aux toilettes pour permettre à l'eau de nettoyer le côlon en profondeur.
- Après utilisation : après chaque utilisation, la canule doit être nettoyée avec de l'eau tiède et du savon. Il est également important de vider complètement la poire et de la laisser sécher à l'air libre avant de la ranger.
- Précautions : avant d'utiliser la poire Enema, il est important de consulter un médecin pour s'assurer que cette méthode de nettoyage du côlon est adaptée à votre condition de santé. Les utilisateurs doivent également s'assurer que la canule est correctement insérée pour éviter les blessures.

La poire Enema est un dispositif médical utile pour nettoyer le côlon en profondeur. Cependant, il est important de suivre les instructions d'utilisation et de prendre des précautions pour éviter les blessures. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la poire Enema, consultez un médecin ou un professionnel de santé.

#### Questions/Réponses :

## Q: Qu'est-ce que la poire Enema?

R: C'est un dispositif médical conçu pour nettoyer le côlon et le rectum. Il est rempli d'eau ou d'une solution saline et inséré dans l'anus pour nettoyer efficacement le côlon.

## Q: Comment utiliser la poire Enema?

R: Pour une utilisation correcte, remplissez la poire avec de l'eau ou une solution saline. Vous pouvez ajouter un lubrifiant à base d'eau pour un confort supplémentaire. Ensuite, insérez doucement l'extrémité de la poire dans l'anus et pressez doucement pour libérer le liquide à l'intérieur du rectum. Retenez le liquide pendant quelques minutes avant de vider vos intestins.

## Q: Est-ce que la poire Enema est douloureuse ?

R: Si la poire Enema est utilisée correctement, elle ne doit pas être douloureuse. Cependant, si



elle est insérée trop rapidement ou avec une pression excessive, il peut y avoir une certaine douleur ou un inconfort. Il est important de prendre votre temps lors de l'insertion et de commencer par de petites quantités de liquide pour minimiser tout inconfort.

#### Q: De quoi est faite la poire Enema?

R: Elle est généralement fabriquée à partir de silicone de qualité médicale ou de caoutchouc naturel. Ces matériaux sont sans danger pour une utilisation dans le corps humain et faciles à nettoyer après utilisation.

#### Q: Comment nettoyer la poire Enema?

R: Pour nettoyer la poire Enema, retirez la pointe et rincez-la à l'eau tiède. Vous pouvez également utiliser un savon doux pour éliminer les résidus. Séchez soigneusement la poire et rangez-la dans un endroit frais et sec.

## Q: Est-ce que la poire Enema est sans danger?

La poire Enema est considérée généralement sans danger lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions d'utilisation. Cependant, il est important de ne pas utiliser une solution saline avec une concentration excessive ou de l'eau qui est trop chaude, car cela peut causer des dommages à votre rectum. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de l'utiliser vous avez des préoccupations.