

SURFA'SAFE PREMIUM mousse compacte désinfection surfaces ANIOS - 750 ml

Référence 09604



Prix du produit :

8,05 € taxe inclu

Description brève du produit :

Surfa'Safe Premium mousse compacte ANIOS permet le **nettoyage et la désinfection** des surfaces et dispositifs médicaux non immergeables en une seule opération. Sa formule **sans alcool** en flacon de **750 ml** produit une mousse dense, facile à appliquer et à essuyer.

Classe IIb • EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 • Sans alcool • Flacon de 750 ml

Description du produit :

Surfa'Safe Premium, mousse compacte pour l'entretien des surfaces

Cette mousse désinfectante pour surfaces médicales **Surfa'Safe Premium mousse compacte ANIOS** est conçue pour nettoyer et désinfecter en une seule étape. Sa présentation en **750 ml** convient aux surfaces, aux parties externes des équipements et aux dispositifs médicaux non immergeables.

Sa texture compacte tient bien sur les supports verticaux et rend la pulvérisation plus contrôlée, tout en limitant la formation d'aérosols. Elle facilite ainsi l'entretien courant du matériel entre deux utilisations, avec un séchage rapide et sans traces visibles.

Sa formulation **sans alcool** est compatible avec un large choix de matériaux, notamment le polycarbonate et le plexiglas. Idéal pour cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD, centres de dialyse et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Double action en un seul geste** : assure le nettoyage et la désinfection dans la même opération, pour rationaliser l'entretien quotidien des surfaces sollicitées.
- **Mousse compacte** : adhère efficacement aux zones verticales et améliore la maîtrise de l'application lors de la pulvérisation.
- **Formule sans alcool** : adaptée à l'entretien régulier de nombreux supports et équipements non immergeables plus sensibles.
- **Séchage rapide** : favorise une remise à disposition rapide des surfaces, sans laisser de traces visibles après essuyage.
- **Large compatibilité matériaux** : utilisable sur un vaste panel de matériaux, y compris certains polymères comme le polycarbonate et le plexiglas.
- **Usage professionnel** : pensée pour les environnements de soins où l'entretien fréquent du matériel et des surfaces fait partie du protocole habituel.

Caractéristiques techniques

Marque : ANIOS

Type de produit : Mousse détergente désinfectante pour surfaces et dispositifs médicaux non immergeables

Contenance : 750 ml

Conditionnement : Flacon pulvérisateur moussant

Utilisation : Nettoyage et désinfection en une seule opération

Destination : Surfaces, structures externes des équipements, dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs

Formulation : Sans alcool, sans parfum, sans colorant, sans substance CMR

pH : 6 +/- 0.5

Matériau du flacon : PEHD recyclable

Compatibilité matériaux : Large panel de matériaux, y compris polycarbonate et plexiglas

Usage : Réservé aux professionnels

Contact alimentaire : Utilisable sur surfaces en contact avec les denrées alimentaires après

rinçage

Classe DM/EPI : Classe IIb

EAN : 3597610421723

Fabricant : Laboratoires ANIOS

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif classe IIb

Norme : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561

Norme : EN 1275, EN 13624, EN 14562

Norme : EN 14476

Fabricant : Laboratoires ANIOS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre protocole, les lingettes désinfectantes sont pratiques sur les petits accessoires et zones de contact rapide. Le gel hydroalcoolique s'intègre à l'hygiène des mains, tandis que les gants nitriles accompagnent les opérations de nettoyage et de désinfection.

F.A./26