

Électrodes ECG pédiatriques T401 Skintact : Micropore, pression (snap), Ø40 mm

Référence 09973



Prix du produit :

4,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Conçues pour la peau délicate des plus jeunes, les électrodes **Skintact T401** combinent une **base microporeuse textile** respirante et une **connexion snap** rapide. Leur gel conducteur **Aqua?Tac** favorise un **contact régulier**, une **mise en place fluide** et un **retrait propre** sans résidus, garantissant un tracé fiable en **ECG de repos** et lors d'un **monitoring de courte à moyenne durée**.

Description du produit :

Excellentes pour les **ECG pédiatriques** de routine ainsi que pour les **surveillances de quelques heures à quelques jours**, avec une priorité donnée à la **tolérance cutanée** et au **confort**.

Atouts principaux des électrodes ECG pédiatriques T401 Skintact

- **Peau respecté**: support **microporeux textile** léger, respirant et bien toléré par les peaux sensibles.
- **Signal constant**: gel **Aqua-Tac** adhésif pour limiter l'impédance et stabiliser la ligne de base.
- **Retrait sans traces**: décollage **propre** pour réduire le risque d'irritation en usages répétés.
- **Compatibilité simple**: **snap standard** adapté aux câbles pédiatriques usuels; **adaptateurs** possibles en parc mixte.

Caractéristiques techniques

- Type: électrodes ECG **pédiatriques** à pression (**snap**)
- Support: **microporeux textile** respirant
- Gel: **Aqua-Tac** (solid?gel adhésif), retrait propre
- Diamètre: **Ø40?mm**
- Usages: ECG de repos, monitoring court/moyen, Holter selon protocole
- Conditionnement: **sachet de 30** (pochette facile à ouvrir)
- Compatibilité: câbles ECG **snap** standard?; adaptateurs disponibles
- Conformité: dispositif médical **CE** – Fabricant?: Leonhard Lang (Skintact)

Conseils d'utilisation (pédiatrie)

Nettoyer et sécher délicatement la peau (sans lotion), positionner l'électrode **sans plis ni bulles** puis exercer une brève pression initiale. Guider les câbles **sans tension ni boucles**. En pose prolongée, contrôler régulièrement l'état cutané et **remplacer dès signe d'irritation** ou de décollement.

Pourquoi choisir T401 pour la pédiatrie ?

La combinaison d'un **backing microporeux textile** à haute biocompatibilité et du gel **Aqua?Tac** assure une **qualité de tracé** régulière tout en **préservant la peau**. Les **aides de manipulation** et la **pochette facile à ouvrir** fluidifient la pose en consultation et au lit du patient.

Lire attentivement la notice et appliquer les protocoles du service. En cas de doute, solliciter l'avis d'un professionnel de santé.