

Urinal homme

Référence 00796



Prix du produit :

3,09 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour récupérer les urines en position assise ou semi-couché. Contenance : 1 litre. Autoclavable.

Description du produit :

Urinal pour homme en plastique.

Cet urinal est adapté pour les patients masculins. Il est équipé d'un bouchon pour éviter tout risque de fuite ou de renversements. Permet également de renfermer les odeurs.

Capacité : 1000 ml.

Fabriqué en polyéthylène haute densité HDPE translucide.

Dimensions : 270x120x160 mm

Graduations : 100 ml

Ne contient pas de latex.

[Nous proposons également cet urinal pour femmes.](#)

Cet urinal est conçu pour les hommes qui ont des difficultés à tenir leur urine lorsqu'ils sont en position assise ou couchée. C'est une option pratique pour les personnes qui ont des problèmes de vessie, les personnes souffrant d'un handicap physique ou pour celles qui ont besoin d'une assistance supplémentaire.

Notre urinal pour homme est un produit ergonomique et compact, facile à transporter et à utiliser. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et peut contenir une grande quantité d'urine. L'urinal pour homme peut être utilisé dans les établissements de santé lorsque le patient est alité et qu'il ne peut pas se lever pour aller aux toilettes, la maison, au travail ou en voyage.

Grâce à sa conception innovante, l'urinal pour homme est facile à utiliser dans n'importe quelle position, qu'il soit couché ou assis. Il est très efficace pour récupérer l'urine et éviter tout désagrément, sans nécessiter que l'utilisateur doive se lever pour aller aux toilettes. Cela permet aux personnes de rester dans leur lit ou dans leur fauteuil sans avoir à se déplacer.

Non seulement est-ce produit pratique, mais il est également hygiénique et facile à nettoyer. Il est conçu avec des matériaux qui peuvent être stérilisés et nettoyés rapidement. Il est également adapté aux personnes souffrant de problèmes de mobilité ou d'autres handicaps. Avec notre urinal pour homme, vos problèmes d'incontinence deviendront un souvenir lointain.

En résumé, notre urinal pour homme est une solution innovante proposant une conception ergonomique, facile à utiliser et à nettoyer. Il est également efficace et adapté pour une utilisation à la maison, au travail et en voyage. N'hésitez pas à essayer notre produit pour profiter de multiples avantages en matière de confort et d'hygiène.

Comment utiliser un urinal pour homme ?

1 - Pour commencer, assurez-vous que l'urinal est propre et stérilisé avant chaque utilisation. Cela peut être fait en nettoyant ce dispositif médical à l'eau chaude et en utilisant un désinfectant approprié.

2 - Si vous êtes en position couchée, allongez-vous sur le dos et placez l'urinal sous votre pénis. Si vous êtes en position assise, placez l'urinal entre vos jambes et maintenez-le en place avec une main.

3 - Lorsque vous urinez, assurez-vous que le flux d'urine va dans l'urinal. Il peut être utile de plier légèrement le pénis pour encourager l'urine à couler dans la bonne direction.

4 - Une fois que vous avez fini, retirez délicatement l'urinal et videz l'urine dans les toilettes. Lavez soigneusement l'urinal à l'eau chaude et au savon.

Après l'avoir nettoyé, désinfectez l'urinal comme mentionné précédemment. Ensuite, vous

pouvez le ranger pour une utilisation ultérieure.

Remarque : Si vous utilisez un urinal pour la première fois, il peut être utile de pratiquer un peu pour trouver la meilleure position pour vous. Si vous avez des difficultés à utiliser l'urinal, n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un, comme un personnel soignant ou un membre de votre famille. De plus, si vous rencontrez des problèmes de fuite ou de déversement, il peut être utile de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils supplémentaires.