Gaines de stérilisation Rouleau de 200 m

Référence 02369



Prix du produit :

10,70 € taxe inclu

Description brève du produit :

Gaines pour la stérilisation de vos instruments médicaux en autoclave permettant de conserver la stérilité des instruments à la sortie du stérilisateur.

Description du produit :

Gaine de stérilisation pour matériel médical en autoclave

Les gaines de stérilisation sont destinés à emballer les instruments médico-chirurgicaux pour leur stérilisation en autoclave à vapeur d'eau ou à l'oxyde d'éthylène, afin de pouvoir conserver la stérilité de ces instruments à la sortie du stérilisateur.

Elles se présentent sous la forme de gaines en rouleaux de 200 m, de différentes largeurs, plates, à souder.

Les gaines servent à constituer des sachets à la taille désirée.

Une fois les instruments introduits, les sachets doivent être fermés par soudure à chaud grâce à l'utilisation d'une thermo-soudeuse.

Elles sont constituées d'une face papier de qualité médicale (60g/m² au minimum) et d'une face plastique en polyester/polypropylène (60g/m² au minimum) qui comportent 2 indicateurs de passage à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène, changeant de couleur après la stérilisation.

Témoin de stérilisation intégré

Les sachets sont conformes aux normes EN 11607 - 1 et 2, EN868-3, EN868-5

Informations et dimensions :

- **Film plastique :**

Caractéristiques (conditions : 23°C, 50% d'humidité) *I Characteristics (conditions: 23°C, 50% humidity)*	**Méthode** */ Method*	**Unité** */ Unit*	**Résultat** */ Result*
Matériau */Material*	ASTM D-374	g/m2	52
Epaisseur */ Thickness*		µm	50
Résistance au déchirement / *Tear strength* MD	ASTM D-882	N/15 mm	40
Résistance au déchirement / *Tear strength* CD	ASTM D-882	N/15 mm	40
Elongation / *Elongation* MD	ASTM D-882	%	60
Elongation / *Elongation* CD	ASTM D-882	%	60
Résistance à la température */ Temperature resistance*	140°C		

- **Papier médical :**

Caractéristiques (conditions : 23°C, 50% d'humidité) *I Characteristics (conditions: 23°C, 50% humidity)*	**Méthode** *I Method*	**Unité** *I Unit*	**Résultat** *I Result*	**Min/Max**
Grammage du matériau */ Material weight*	BS ISO 536	g/m2	60	66/73
Résistance à la traction / *Tensile strength* MD	BS 4415	N/15 mm	80	70/..
Résistance à la traction / *Tensile strength* CD	BS 4415	N/15 mm	40	35/..
Résistance à la traction du produit humide / W*et tensile strength* MD	BS 2922 part 2	N/15 mm	25	13,5/..
Résistance à la traction du produit humide / *Wet tensile strength* MD	BS 2922 part 2	N/15 mm	25	6,75/..

Stérilisation et conditions de changement de couleur :

Stérilisation vapeur / *Steam sterilization*

Condition	Minimum Duration	Temperature
Satured steam	10 min +/- 5 s	121°C (+3/0 °C)
Satured steam	2 min +/- 5 s	134°C (+3/0 °C)

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène / *EO sterilization*

Condition	Minimum Duration	Temperature	Relative Humidity
600mg/l EO +/- 30mg/l	30 min +/- 15 s	30°C +/- 1°C	60% +/-10%
600mg/l EO +/- 30mg/l	20 min +/- 15 s	54°C +/- 1°C	60% +/-10%

À quoi servent les gaines de stérilisation ?

Les sacs et gaines de stérilisation sont utilisés pour emballer les instruments qui doivent être désinfectés dans un autoclave à vapeur ou à oxyde d'éthylène.
Nous proposons des gaines de stérilisation conformes aux normes en vigueur

Composées d'une face papier perméable à la vapeur et à l'air et d'une face transparente en polypropylène. Comme les sacs de stérilisation, elles offrent une grande résistance et une thermosoudure parfaite. Les instruments restent ainsi stériles pendant plusieurs mois. Stockez-les dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur.

Produits complémentaires:

- Stérilisateur à air sec Poupinel

- Stérilisateur Poupinel 6 litres Tau portatile

- Stérilisateur Poupinel 1,5 L Tau Steril Mini Automatic