Aniosyme X3 ANIOS - dosettes de 25ml (200)

Référence 09282



Prix du produit :

140,45 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**Aniosyme X3** est un **détergent pré-désinfectant ultra-performant**, conçu pour le **nettoyage renforcé** de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel endoscopique. Grâce à son complexe tri-enzymatique, il **élimine efficacement** les micro-organismes avant stérilisation. Action antimicrobienne dès 5 minutes, effet anti-corrosif, pH neutre.

DOSETTES DE 25ML.

Description du produit :

L'Aniosyme X3 est une **solution de pré-désinfection haute performance**, formulée pour un nettoyage en profondeur des dispositifs médicaux avant leur **désinfection finale ou stérilisation**. Il associe un complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase)et **un tensioactif non ionique de nouvelle génération**, garantissant une élimination efficace des matières organiques (protéines, graisses et sucres).

Caractéristiques principales

Haute performance de nettoyage et dégraissage.
Formule tri-enzymatique pour une efficacité optimale.
Compatible avec les instruments en aluminium grâce à son pH neutre.

Propriétés microbiologiques

- **Bactéricide** : EN 1040, EN 13727, EN 14561.

- **Levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
- **Virucide** : Actif sur **HIV-1, PRV (HBV), Herpesvirus, BVDV (HCV), Vaccinia virus** (EN 14476).

Action antimicrobienne rapide : efficace dès 5 minutes.

Convient pour :

- Instrumentation médico-chirurgicale.
- Matériel endoscopique.
- Bains de trempage et bacs à ultrasons.

Effet anti-corrosif grâce à sa **formulation sans chlorure**, respectant les **alliages d'aluminium**.

Avantages

- **Pratique en dosettes** pour un dosage précis et économique.
- **Élimine efficacement** les résidus organiques.
- **Utilisable en bac à ultrasons** pour un nettoyage renforcé.

Mode d'emploi

- **Diluer 1 dosette** de 25mL dans 5L d'eau.
- **Immerger complètement les instruments** médicaux.
- **Temps de trempage recommandé :** 5 à 15 minutes.
- **Rincer soigneusement** avant désinfection finale ou stérilisation.

Convient pour le ramassage de l'instrumentation souillée.

Précautions d'emploi

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.
Dangereux – respecter les consignes de sécurité.

Disponible aussi en bidons de 5L.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour nettoyant instrument ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux désinfection nettoyage des instruments**.**