INJECTION

AIGUILLE

ALCOOL

COLLECTEUR D'AIGUILLES

GARROT

MICROPERFUSEUR

PISTOLET

ROBINET

SERINGUE

TAMPONS ALCOOLISÉS



INJECTION - Seringues





SERINGUES 3 PIÈCES

Contenance	Référence
2,5 ml (bte de 100)	00310
5 ml (bte de 100)	00971
10 ml (bte de 100)	00961
20 ml (bte de 50)	00972
50 ml (bte de 25)	01943

SERINGUES I ML BECTON DICKINSON TUBERCULINE ICC - GRADUATION AU 100E

Boîte de 100

Contenance	Référence
I cc nue	00655
I cc avec aiguille 10/45	00640





SERINGUES PLASTIPAK MONTÉES BD

Seringues 3 pièces avec aiguille

Contenance	Référence
2 cc aiguille 40/8	00656
5 cc aiguille 30/7	01224
5 cc aiguille 40/8	01225
10 cc aiguille 40/8	01226

SERINGUES PLASTIPAK

Seringues 3 pièces

Contenance	Référence
2,5 ml (bte de 100)	00639
5 ml (bte de 100)	00644
10 ml (bte de 100)	00645
20 ml (bte de 120)	00662
50 ml (bte de 60)	01311









INJECTION - Seringues



SERINGUES DISCARDIT

Seringues 2 pièces

Contenance	Référence
2 ml (bte de 100)	03705
5 ml (bte de 100)	00643
10 ml (bte de 100)	00648
20 ml (bte de 80)	00646

SERINGUES BD LUER LOCK /

Contenance	Référence
3 cc (bte de 200)	01057
5 cc (bte de 125)	03048
10 cc (bte de 100)	00654
20 cc (bte de 120)	03995







SERINGUES 10 CC CENTRES PIC

Boîte de 100

Réf.: 00663

INJECTION - Aiguilles

AIGUILLES PIC MESO LUER

Boîte de 100

mm / Ø	Référence	
4 × 4	00823	
4 × 6	00285	



INJECTION - Aiguilles

AIGUILLES MICROLANCE 3 BD

Boîte de 100

mm / Ø	Gauge	Référence	
10 - 4,5/10	26 G	00297	
16 - 4,5/10	26 G	00985	
16 - 5/10	25 G	00301	
25 - 6/10	23 G	00300	
25 - 9/10	20 G	00955	
25 - 11/10	19 G	01281	
30 - 6/10	23 G	01119	
40 - 7/10	22 G	00907	
40 - 8/10	21 G	00294	
40 - 9/10	20 G	01242	
40 - 11/10	19 G	00802	
40 - 12/10	18 G	00298	
50 - 7/10	55 G	00299	
50 - 8/10	21 G	00920	
13 - 3/10	30 G	00296	







AIGUILLES SPINALES POUR PONCTION LOMBAIRE BD YALE

Boîte de 25

- Acier médical de très haute qualité présentant une résistance extrême à la rupture
- Finesse du biseau de Quincke (biseau court) améliorant la qualité de pénétration
- Qualité de la canule métallique permettant un glissement aisé et régulier
- L'ensemble aiguille-mandrin est spécifiquement ajusté pour un passage sans effet de biopsie
- L'embase translucide donne une vision plus rapide du LCR
- L'absence de silicone supprime les inconvénients secondaires

Ces aiguilles sont souvent utilisées en cabinet de radiologie : scanners et IRM.

Nous contacter pour autres tailles



Aiguille	Référence
90/7	01386
90/9	02265

INJECTION - Aiguilles

AIGUILLES TERUMO NEOLUS

Boîte de 100



mm / Ø	Gauge	Couleur	Référence
12 - 4,5/10	26 G	marron	00314
16 - 5/10	25 G	orange	00313
20 - 4/10	27 G	gris	00293
25 - 6/10	23 G	bleu	00318
25 - 8/10	21 G	vert	00312
25 -9/10	20 G	jaune	00306
25 - 11/10	19 G	crème	01557
30 - 7/10	22 G	noir	01933
40 - 7/10	22 G	noir	00906
40 - 8/10	21 G	vert	00305
40 - 9/10	20 G	jaune	00308
40 - 11/10	19 G	crème	00309
40 - 12/10	18 G	rose	00307
50 - 7/10	22 G	noir	00283
50 - 8/10	21 G	vert	00905

TUBERCULINE ICC - GRADUATION AU 100E

Boîte de 100

Contenance	Référence
I cc nue	00867
I cc avec aiguille 13/45	00973

INSULINE MYJECTOR 12 MM

Boîte de 100

Contenance	Référence
0,3 ml	00286
0,5 ml	00826
l cc	00827



AIGUILLES MESALYSE

Boîte de 100



mm / Ø	Référence
4 × 0,3	02484
4 × 4	00319
6 × 4	00427
13/3	00725
13/4	00317

INJECTION - Mésothérapie





CATHETER INTRAVEINEUX INSYTE BD

À l'unité ou par boîte de 50

Gauge	Référence	
18 G	00659	
20 G	00658	
22 G	00653	
24 G	00660	

MICROPERFUSEUR EPICRANIEN

À l'unité. Conditionnement par 100

Microperfuseur à ailettes, Valu-Set

Référence
01679
01646
00664
01647
00768



ROBINET 3 VOIES SEUL

À l'unité

Réf.: 01444

PISTOLET ÉLECTRONIQUE DHN I

À l'unité

Première évolution électrique et électronique du DEN'HUB. Comme ce dernier et tous les DHN, le DHN I est muni d'une mire stabilisatrice de la peau et d'un réglage de profondeur de pénétration de l'aiguille. L'injection se fait par simple pression du pistolet sur la peau par rétraction de la mire. Fonctionnement en continu et coup par coup. Contrôle de la mise sous tension par une led. Conçu pour tous traitements classiques, idéal en cellulite.

Poids inférieur à 300 g.

PISTOLET MÉSOTHÉRAPIE MESO TECH CLASSIC

À l'unité

Nouveau pistolet mécanique léger et peu encombrant. Simple d'utilisation et d'entretien. Il utilise les mêmes accessoires stériles et à usage unique des kits DHN. Contenance d'injection, environ 0,018 ml en utilisation coup par coup.

Livré avec une mallette de transport. Poids inférieur à 500 g.

Réf.: 01974





INJECTION - Collecteur et alcool

COLLECTEUR AIGUILLE SHARPSAFE

À l'unité

Certifié NP 302. Récupération des déchets d'activités de soins. Conformité ADR normes ONU BS 7320.

Contenance	Référence
0,30 L	01112
0,45 L	00070
I L	00071
4 L	00068
7 L	00069
13 L	02149



SANIBOX MINI 250 ML

À l'unité ou par 3

Mini-récupérateur d'aiguilles. Dimensions : 1 1 x 8 x 3 cm

Réf.: 00072



TAMPONS ALCOOLISÉS

Boîte de 100

Tampons imprégnés d'alcool à 70% pour préparer la peau avant injection, à usage externe uniquement. Sachet individuel pelable 50×50 mm.

Réf.: 01522



ALCOOL MODIFIÉ 70° BIDON

L'alcool isopropylique est utilisé comme désinfectant corporel (sur peau saine) et de surface.

Le conditionnement en bidon est adapté pour la recharge de contenants tel que pissette, distributeur.

Contenance	Référence
I L	00759
2 L	03280
5 L	00753





INJECTION - Garrots

GARROT À CLIP ENFANT

À l'unité

Réduit la peur par distraction. Différents animaux bien visibles sur la sangle. Choix de motifs adaptés aux enfants. Autoclavable.

Couleur	Référence
Rose	00992
Bleu	01832



⇔ COMED

GARROT À CLIP ADULTE

À l'unité

Garrot à clip Adulte. Différentes couleurs au choix.

Couleur	Référence
Bleu	01829
Noir	02092
Orange	02091
Rouge	00096
Vert	01830
Violet	02090





GARROT SANS LATEX

À l'unité

Garrot sans latex Comed



GARROT EN LATEX

À l'unité

Garrot plein en caoutchouc naturel. Longueur 75cm

Ер. 15/10e

