

# Aiguille hypodermique Terumo Agani™

Référence 00313



Prix du produit :

**3,15 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Boîte de 100 Les Aiguilles Terumo Agani™ .**

Le choix pour vos injections ! Disponibles en 15 tailles, les aiguilles à injection Terumo Agani vous garantissent une excellente qualité de pique tout en réduisant la douleur du patient.

Description du produit :

**Les aiguilles hypodermiques Terumo Agani™ sont fidèles à la qualité de pique des aiguilles Terumo et facilitent l'injection pour les professionnels de santé.**

**Fabriquées en acier inoxydable avec triple biseau affuté (biseau long 12°), paroi ultra mince et lubrification au silicone, ces aiguilles garantissent une excellente qualité de pique pour une meilleure [injection](#).**

La gamme est étendue (9 gauges différentes) mais l'**aiguille Terumo Agani™** s'identifie facilement grâce à des couleurs simples ISO facilement reconnaissables sur l'embase en polypropylène translucide (6 %), sur le blister stérile et sur la boîte. L'embase translucide permet une observation rapide du reflux sanguin.

*Ces aiguilles hypodermiques remplacent la gamme Terumo Neolus.*

Nous vous recommandons de stocker les aiguilles à l'abri de l'eau, de la lumière directe, de

températures extrêmes et de l'humidité. Durée de validité du produit : 5 ans.

Précautions d'utilisation :

- - Dispositif à usage unique, ne jamais réutiliser
- - Contrôler l'intégrité du blister avant utilisation
- - Ne jamais re-capuchonner une aiguille après utilisation mais utiliser des collecteurs d'aiguilles

Boîte de 100 aiguilles.

TAILLE	GAUGE	COULEUR	Réf LD MEDICAL
1,20 x 38 mm - 38/12	18G	Rose	<b>00307</b>
1,10 x 25 mm - 25/11	19G	Crème	<b>01557</b>
1,10 x 38 mm - 38/11	19G	Crème	<b>00309</b>
0,90 x 25 mm - 25/9	20G	Jaune	<b>00311</b>
0,90 x 38 mm - 38/9	20G	Jaune	<b>00308</b>
0,80 x 25 mm - 25/8	21G	Vert	<b>00306</b>
0,80 x 38 mm - 38/8	21G	Vert	<b>00305</b>
0,80 x 50 mm - 50/8	21G	Vert	<b>00905</b>
0,70 x 32 mm - 32/7	22G	Noir	<b>01933</b>
0,70 x 38 mm - 38/7	22G	Noir	<b>00906</b>
0,60 x 25 mm - 25/6	23G	Bleu	<b>00312</b>
0,50 x 16 mm - 16/5	25G	Orange	<b>00313</b>
0,50 x 25 mm - 25/5	25G	Orange	<b>00318</b>
0,45 x 13 mm - 13/45	26G	Marron	<b>00314</b>
0,40 x 19 mm - 19/4	27G	Gris	<b>00293</b>

Ce produit est conformes aux différentes normes françaises et est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.  
Dispositif médical Classe IIa. CE 0123. NF EN ISO 7864.