

# Aiguilles Micro injection KIPIC

Référence 00317



**Prix du produit :**

**11,29 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Conçue pour des injections intradermiques en particulier en mésothérapie et pour le traitement par sclérose.

**Description du produit :**

Aiguille micro-injection stérile à usage unique. Ultra-fine pour micro-injection ou phlébologie.

Confort idéal pour le patient.

Aiguilles micro-injection :

- 13 mm x 0.23 luer - 33G
- 13 mm x 0.26 luer - 32G
- 13 mm x 4/10 luer - 27G
- 13 mm x 3/10 luer - 30G

Boîte de 100 aiguilles.

CE.