

Aiguille hypodermique BD Microlance™ 3

Référence 00301



Prix du produit :

3,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aiguilles hypodermiques pour injections et prélèvements. Disponibles en 15 tailles. Boîte de 100. Dispositif médical Classe IIa. CE 0123.

Description du produit :

Les aiguilles hypodermiques BD Microlance™ 3 sont la référence utilisée pour les procédures d'injection et de prélèvements.

Ces aiguilles stériles à usage uniques sous emballage individuel permettent l'[injection](#) intradermique, sous-cutanée, intra-musculaire et intraveineuse. Mais elles servent aussi à l'aspiration des fluides médicaux.

L'aiguille **BD Microlance™ 3** s'adapte sur un cône Luer ou Luer Lock. C'est la référence en milieu hospitalier et en clinique. La conception en triple biseau des aiguilles BD Microlance™ 3 fait appel aux dernières technologies : les études in-vitro et in-vivo ont démontré la supériorité qualitative de leur excellent indice de pénétration.

L'aiguille est en acier inoxydable, l'embase légèrement transparente est en résine époxy, la lubrification est à l'huile de silicone. La paroi mince engendre une lumière interne plus importante que la paroi normale, permettant un meilleur débit lors des injections et des prélèvements.

Embouts avec des couleurs conformes aux normes AFNOR/ISO.

La stérilisation est à l'oxyde d'éthylène (ETO) et la durée de conservation est de 5 ans après stérilisation.

Les modèles 50/7 et 50/8 correspondent à l'*aiguille BD Microlance™ 3 Spéciale* car leur longueur

est de 50 mm.

Boîte de 100 aiguilles.

Attention aux risques de piqûres accidentelles : ne pas re-capuchonner l'aiguille après usage, utiliser des [collecteurs d'aiguilles](#).