

Aiguilles de mésothérapie - PIC

Référence 00823



Prix du produit :

17,14 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aiguilles mésothérapie Pic. [Aiguilles pour injection](#) disponibles en deux tailles.

Description du produit :

Aiguilles Pic pour injection.

Les **aiguilles Pic** sont recommandées pour les injections intradermiques, spécialement pour le traitement par [mésothérapie](#) ou par micro-injection.

La mésothérapie consiste à injecter en local des produits en faible dose et à répétition. Il faut donc des aiguilles spéciales, de 4 à 13 mm, et l'utilisation d'un [pistolet injecteur électronique](#) est recommandée.

Les **aiguilles pour mésothérapie Pic** sont fines et petites, adaptées aux traitements des troubles circulatoires et à la rétention d'eau. À usage unique et stérile, pour une même séance, sous blister individuel pelable, les aiguilles Pic ont une paroi fine, un traitement au silicone anti-friction et une technologie triple biseau, pour une utilisation indolore.

L'aiguille hypodermique est en acier inoxydable, avec une base translucide pour une meilleure visibilité et elle s'adapte sur un cône Luer.

Deux tailles d'aiguilles hypodermiques Pic sont disponibles :

- 4 mm x 0,40 Luer 27 G
- 6 mm x 0,40 Luer 27 G

Boîte de 100 aiguilles

CE.

