

Cathéter sans ailettes - BD Insyte™

Référence 00659



Prix du produit :

46,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès pour les injections intraveineuses.
Dispositif médical stérile de classe IIa selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux, à usage unique.

Description du produit :

Un cathéter facile à mettre en place

- Le [cathéter](#) veineux BD Insyte™ est le seul cathéter droit qui permet de bénéficier des avantages d'un **biomatériau hémocompatible** : le Vialon™.
- Les propriétés du Vialon™ permettent d'éviter les phénomènes de retroussis et d'altération du chanfrein.
- Radio-opaque et apyrogène.
- [Matériel médical](#) stérile à usage unique.
- Facilité d'insertion.
- Tolérance : Le cathéter, rigide avant sa mise en place, s'assouplit dans l'organisme d'où une **diminution du risque de thrombophlébites**.

Disponible en 6 tailles avec code couleur distinctif :

- 14 G - Ø Ext. 2,1 mm - L 45 mm – Orange
- 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm – Gris
- 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm – Vert
- 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm – Rose
- 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm – Bleu
- 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune

Vendu par boîte de 50 cathéters

CE.

Découvrez également notre gamme d'aiguilles et seringues.