

# Sharpsafe 7 L

Référence 00069



**Prix du produit :**

**6,35 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Boite jaune récupératrice de déchets médicaux : aiguilles de seringues usagées, bistouris jetable, lames de scalpel... Indispensables dans les centres de soins où le risque infectieux est présent. Conformes aux normes.

**Description du produit :**

Boîte composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide,

Assemblage par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 "clics"

Dispositifs de désolidarisation de tous types d'aiguilles + embase de stylo injecteur + lames de scalpel

Fermeture double : positions provisoire et définitive

Réouverture de la position provisoire d'une simple pression du doigt

Autoclavage validé à 134°C

Certifié NF 302. Récupération des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI).

Boîte jaune pour déchets médicaux conforme ADR normes ONU BS 7320.

Contenance : 7 L.

Dimensions : L 175 mm x l 175 mm x h 380 mm

