

MEDITENSIO PRO-260 CONNECT TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS BLUETOOTH - brassard 22 à 42 cm

Référence 00191

Prix du produit :

39,99 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **Meditensio Pro-260 Connect** de **MEDITENSIO** permet une prise de tension automatique au bras avec synchronisation Bluetooth 5.2 et stockage de **120 mesures**. Équipé d'un **brassard 22 à 42 cm**, ce tensiomètre électronique affiche aussi le pouls et la moyenne des 3 derniers relevés.

CE 0123 • EN 60601, IEC 80601-2-30, ISO 81060-2 • Bluetooth 5.2 • 120 mesures

Description du produit :

Meditensio Pro-260 Connect, tensiomètre bras avec suivi connecté

Ce tensiomètre électronique bras réalise la mesure non invasive de la pression artérielle et du pouls avec un fonctionnement entièrement automatique. Le **Meditensio Pro-260 Connect** combine un grand écran LCD et une connexion Bluetooth pour consulter et conserver les relevés plus facilement. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD, services de soins et suivi à domicile.

La technologie oscillométrique simplifie l'utilisation au quotidien et réduit les manipulations pendant la prise de mesure. La moyenne des **3 dernières mesures** apporte un repère utile pour apprécier l'évolution des valeurs au fil des contrôles.

Sa mémoire enregistre **120 mesures** réparties sur deux profils utilisateurs. Le brassard adulte

convient aux tours de bras de **22 à 42 cm**, tandis que la détection des battements irréguliers et l'indicateur OMS enrichissent les informations visibles à l'écran.

Points forts

- **Fonctionnement automatique** : mesure de la pression systolique, de la pression diastolique et du pouls sans réglage complexe, pour une utilisation fluide en structure de soins comme à domicile.
- **Bluetooth 5.2** : envoi des données vers l'application JoyTech sur appareil compatible, afin de regrouper les relevés et de suivre leur historique.
- **Mémoire sur 2 utilisateurs** : capacité de **120 mesures**, soit 2 groupes de 60, pratique pour séparer deux suivis distincts.
- **Écran LCD rétroéclairé** : affichage numérique **102 x 68,9 mm** conçu pour une lecture plus confortable des résultats.
- **Outils d'interprétation** : calcul de la moyenne des 3 dernières mesures, date, heure et repères de classification pour comparer les enregistrements dans le temps.
- **Brassard adulte étendu** : plage de **22 à 42 cm**, adaptée à de nombreuses morphologies et utile pour limiter les changements de brassard.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans à compter de la date d'achat

Type de produit : Tensiomètre électronique automatique au bras

Méthode de mesure : Oscillométrie

Affichage : Écran LCD numérique rétroéclairé 102 x 68,9 mm

Plage systolique : 60 à 260 mmHg

Plage diastolique : 30 à 200 mmHg

Précision pression : ± 3 mmHg

Plage pouls : 30 à 180 battements/min

Précision pouls : ± 5 %

Gonflage : Automatique

Mémoire : 120 mesures, soit 2 groupes de 60

Brassard : 22 à 42 cm

Bluetooth : Version 5.2

Fréquence : 2,4 GHz

Portée Bluetooth : ? 5 m

Alimentation : 4 piles AA ou adaptateur secteur médical non fourni

Autonomie : Environ 2 mois à raison de 3 mesures par jour

Dimensions : 166 x 114 x 72 mm

Poids Net : Environ 350 g sans piles

Indice de protection : IP21

Utilisation : Intérieur uniquement

Fonctions : Détection IHB, indicateur OMS, date et heure, arrêt automatique, indicateur de piles faibles

Compatibilité : Android 5.0 et versions ultérieures, iOS 9.0 et versions ultérieures

Application mobile : JoyTech

Normes & sécurité

Marquage : CE 0123

Normes : EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 80601-2-30, EN 1060-3, ISO 81060-2

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement contient 1 tensiomètre électronique Meditensio Pro-260 Connect, 1 brassard adulte 22 à 42 cm et 1 manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour tensiomètres permettent de remplacer certains éléments ou d'adapter l'usage. Les oxymètres de pouls aident à suivre d'autres constantes, tandis que les stéthoscopes gardent toute leur place lors de l'examen en consultation.

F.A./26