

# Blouse d'isolation à usage unique

Référence 02587



Prix du produit :

**3,79 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Blouses jetables en non tissés pour la protection du personnel soignant ou visiteur.

Lot de 10.

Description du produit :

**Blouse en non tissé à usage unique, destinée à protéger le personnel médical et hospitalier.**

Les blouses d'isolation sont fabriquées en polypropylène non tissé.

Elles sont non stériles et à usage unique pour le personnel soignant ou le visiteur avec des élastiques aux poignets et un cordon de fermeture à l'encolure et à la taille.

Encolure nouable et attache de ceinture sur le devant.

- Non tissé résistant PP 30 g/m2
- Manche longue
- Poignet élastique
- Fixation par cordon (taille et encolure).
- Coloris vert d'eau.
- Taille unique standard (H 120 x L 140 cm)
- Sachet de 10. CE.