

# Lampe d'examen médical LED Carla LID 4,2 W

Référence 01532



Prix du produit :

**461,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Lampe d'examen sur pied roulant au design moderne et épuré. Tête compacte en forme "goutte d'eau"

**Idéale comme lampe d'examen en médecine générale pour toutes les spécialités médicales, infirmières.**

Description du produit :

À chaque spécialiste sa [lampe d'examen médical](#) adaptée ! La lampe Carla à LED a été spécialement conçue pour les gynécologues et les dermatologues.

Avec des LED dernière génération qui produisent une lumière froide (sans dégagement de chaleur) mais très puissante de 4,2 W, cette lampe a une grande durée de vie (plus de 50 000 heures de vie). Mais en même temps elle est très peu énergivore !

La **lampe LED Carla** est disponible avec deux interrupteurs différents. Soit avec un **interrupteur classique**, soit avec un **interrupteur infrarouge**. L'interrupteur infrarouge est ergonomique et hygiénique, il permet d'éviter contrairement aux interrupteurs ordinaires, le contact avec les mains. Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées.

Il suffit de passer la main ou un objet devant le capteur situé sur la base de la lampe pour piloter l'éclairage, réglage de la distance de détection qui est de 3 cm seulement.




**Classique à  
bascule**



**Infrarouge sans  
contact**

Garantie 3 ans. Marquage CE.

Produit entièrement conçu en France, **fabrication française** garantie ! 

*Caractéristiques techniques :*

- Puissance : 4,2 W
- Kelvin : 4 500° K (blanc neutre)
- Lumens : 420 lumens
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum
- Indice rendu de Couleur (IRC) : 95/100
- Longueur de câble d'alimentation : 3 m
- Protection électrique : Isolation classe II
- Couleur (au choix) : Blanche
- Tête de la lampe : 60 x 100 mm
- Base de lampe : 69 x 69 x 60 mm
- Transformateur incorporé sans dégagement de chaleur
- Interrupteur : classique
- Poids : 1,2 kg
- Bras flexible de 650 mm, 1000 mm ou 1230 mm (au choix).

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	<u>20 000</u>	<u>15</u> cm
50 cm	<u>7 000</u>	<u>20</u> cm
100 cm	<u>1 700</u>	<u>30</u> cm

La **lampe est livrée sur pied roulant**, néanmoins vous pouvez choisir l'[option de fixation](#) qui vous convient le mieux :



Pied à roulettes  
télescopique



Équerre simple



Étau simple



Bras mural  
articulé

Dispositif médical de classe I.