


# Pèse Bébé Mécanique SECA 745

Référence 01727



**Prix du produit :**

**702,89 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Balance de grande qualité mais aussi simple d'entretien, le **Pèse bébé SECA 745** à poids coulissants dispose d'un solide plateau, légèrement incurvé, pour assurer le confort et la sécurité du bébé.

**Description du produit :**

Dès que le bébé commence à marcher à quatre pattes, ses réserves adipeuses commencent à fondre. Le suivi précis de l'évolution du poids d'un bébé depuis le début n'est assuré qu'avec des instruments fiables à long terme. Il faut donc un pèse-bébé qui fonctionne correctement en toutes circonstances : le pèse-bébés mécanique SECA 745 fait ses preuves depuis plus de 50 ans et est fréquemment utilisé par les professionnels de la santé du monde entier.

**Design classique et mécanisme de précision de qualité supérieure.**

Le modèle SECA 745 allie les avantages d'une construction plate et classique à la précision d'un mécanisme de qualité supérieure. Ses poids qui coulissent en douceur permettent une utilisation facile et une pesée particulièrement précise. Le bébé est couché en toute sécurité dans la nacelle délicatement incurvée. La robuste construction d'acier et les leviers en fonte assurent la longévité et la précision durable de cette balance. Tout cela explique que ce pèse-bébés mécanique soit le favori incontesté depuis plusieurs dizaines d'années.

Doté d'un revêtement inusable et résistant aux éraflures et d'une surface lisse d'un seul tenant, le pèse-bébé SECA 745 est très facile à nettoyer. La balance peut être aisément transportée et

entreposée en toute sécurité dans la mallette de transport SECA 425 disponible en option.

### Caractéristiques

- **Capacité** 16 kg
- **Graduation** : 10 g
- **Dimensions du plateau** : 550x110x270mm
- **Dimension (LXHXP)** : 550x180x290 mm
- **Poids** 6,4 kg
- **Classe d'étalonnage** : III

**Garantie 2 ans. CE.**