

Toise bébé - SECA 207

Référence 01731



Prix du produit :

125,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Toise bébé équipée d'un curseur extra-large, utilisable en position couchée, ou fixée au mur. La toise pédiatrique en aluminium est robuste et dotée d'une longue durée de vie. Conçue pour une utilisation intensive comme dans les cabinets médicaux ou les établissements de santé.

Description du produit :

Toise pour bébés avec curseur extra-large

Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise. La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

Ce système de mesure de la taille est utilisé principalement dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les centres de soins hospitaliers, conformément aux directives nationales en vigueur.

Cette toise permet de déterminer la taille du patient de manière conventionnelle, de reconnaître rapidement les troubles de croissance et d'aider le médecin traitant à établir un diagnostic et à décider d'une thérapie. Pour établir un diagnostic précis, le médecin traitant doit néanmoins décider, en complément de la mesure de la taille, d'examens ciblés supplémentaires, dont les résultats devront être pris en compte.

Caractéristiques

- La toise Seca 207 permet des mesures précises des bébés en position couchée.
- Peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis, ou être utilisé comme

toise portable.

- Grandes butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise.
- Construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.
- Fabriquée en profilé aluminium rigide et ne requiert aucun entretien.
- Montage mural possible.
- Plage de mesure : 0 - 99 cm.
- Graduations : 1 mm.
- Dimensions (L x H x P) : 300 x 103 x 1040 mm.
- Poids : 700 g
- Entretien : nettoyer la toise de mesure si nécessaire avec un nettoyant ménager ou un désinfectant courant. Veiller à respecter les instructions du fabricant.

Garantie 2 ans. CE.

Comment utiliser la toise bébé ?

- Poser le nourrisson sur une surface plane et poser la toise en poussant le curseur (1) sur la tête du nourrisson.
- Avec la main droite, faire glisser le curseur en direction des pieds du nourrisson.
- Maintenir le nourrisson en place avec la main gauche.
- Tendre les jambes en poussant délicatement sur les genoux du nourrisson avec la main gauche.
- Avec la main droite, pousser le curseur contre la plante des pieds du nourrisson.
- Lire la taille sur la graduation sur le côté interne de la toise de mesure.
- En respectant les étapes ci-dessus, on obtient une précision de mesure d'environ 10 mm plus ou moins.
- Fixer la rallonge de languette métrique : appuyer la rallonge à partir du haut sur la languette métrique jusqu'au déclic. La rallonge se déplace sans effort sur la languette métrique.