

# Microtoise Murale - COMED

Référence 01580



Prix du produit :

**10,19 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Microtoise pour la prise de mesure des patients dans votre cabinet médical ou des élèves en milieu scolaire. Se fixe facilement au mur à l'aide des 3 vis de fixation. Plage de mesure : de 0 à 220 cm.

Description du produit :

## Microtoise murale Comed.

- Mètre déroulant pour montage mural avec butée murale et loupe pour une lecture précise.
- Dispositif médical permettant de mesurer la taille du corps humain jusqu'à 2 m.
- Doit être fixée à 200 cm du sol pour donner une mesure précise.

## Comment utiliser la toise murale Comed ?

Une fois fixée au mur et après avoir contrôlé la position de la toise, la mesure est extrêmement facile, il suffit seulement de tirer sur le mètre gradué et de lire la mesure.

Caractéristique de la [toise](#) :

- **Plage de mesure** : de 0 à 200cm
- **Matière** : en plastique et ruban en fer peint en jaune
- **Longueur** : 200 cm
- **Dimensions** : 140 x 150 x 32 mm
- **Épaisseur du ruban** : 0.15 mm
- **Emballage** dans une boîte individuelle
- **Vendue** avec les 3 vis de fixation

- **Nettoyage** : avec une eau savonneuse ou détergent

**CE.**