

# Stéthoscope Magister® adulte Spengler - double pavillon

Référence 01856



Prix du produit :

**49,97 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La référence Spengler depuis de nombreuses années

[Stéthoscope](#) Magister® adulte Spengler, une auscultation polyvalente. Possibilité de graver un texte au laser sur le pavillon.

**IMPORTANT** : Notre option de gravure sur les stéthoscopes sera temporairement suspendue durant tout le mois d'août ; en conséquence, toutes les commandes comprenant cette personnalisation seront expédiées à partir du 25 d'août.

Description du produit :

**Stéthoscope économique pour l'auscultation des adultes.**

Cela fait plus de 30 ans que Magister de Spengler équipe les professionnels de santé. Sa polyvalence en font un instrument parfait au quotidien.

- Un stéthoscope polyvalent : Grâce à son double pavillon pivotant en acier inoxydable, il a une excellente acoustique.
- Une membrane double fréquence : Pression légère pour l'écoute des basses fréquences,

pression ferme pour l'écoute des hautes fréquences.

- Une tubulure maxi fidélité : Avec un conduit performant qui isole bien des sons parasites
- Un grand confort : Avec des embouts auriculaires "soft" et des lyres redessinées qui sont conçues pour le confort du praticien.
- Fabricant français depuis 1907 : Spengler est l'inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne.

Adulte ou pédiatrique, un double pavillon qui sait s'adapter

Le pavillon en acier inoxydable possède une très bonne acoustique, avec son côté adulte et un côté cloche. En mode pédiatrique, le pavillon est plus petit pour mieux coller à la morphologie des enfants. Sa membrane double fréquence, sa tubulure haute-fidélité, ses embouts softs, ses lyres ergonomiques ou encore ses bagues anti-froid lui donnent un grand confort et une performance excellente.

### **Spécifications techniques du stéthoscope Spengler Magister double pavillon :**

Type

Magister adulte

Stéthoscope double pavillon

Magister pédiatrique

Stéthoscope double pavillon

Pavillon

Matière

Acier inoxydable

Poids

Magister adulte : 83 g

Magister pédiatrique : 56 g

Diamètre grand pavillon

Magister adulte : 44,3 mm

Magister pédiatrique : 34,8 mm

Diamètre petit pavillon

Magister adulte : 33,3 mm

Magister pédiatrique : 27 mm

Membrane

Matière

Fibre de verre

Diamètre grand pavillon

Magister 2 simple pavillon : 47,3 mm

Magister 2 double pavillon : 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Magister 2 double pavillon : 37,5 mm

Matière

Fibre de verre

Diamètre grand pavillon

Magister 2 simple pavillon : 47,3 mm

Magister 2 double pavillon : 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Magister 2 double pavillon : 37,5 mm

Matière

Fibre de verre

Diamètre grand pavillon

Magister adulte : 44,3 mm

Magister pédiatrique : 34,8 mm

Bague anti-froid

Matière

PVC

Diamètre grand pavillon

Magister adulte : 48 mm

Magister pédiatrique : 37 mm

Diamètre petit pavillon

Magister adulte : 35 mm

Magister pédiatrique : 29 mm

Tubulure et lyres

Longueur

73,5 cm

Lyre

matière : Acier inoxydable

Ressort de lyre

matière : Acier inoxydable

Tubulure

matière : PVC

Embouts auriculaires

matière : Nano Silicone

**Garantie Spengler 5 ans** (hors tubulure, membrane et embouts auriculaires). **CE.**

**Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !**



## EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

### **Produits complémentaires à votre stéthoscope:**

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)

[Gravure laser : personnalisez votre stéthoscope avec notre service de personnalisation.](#)