

# Pèse bébé électronique Soehnle 8320 (repliable)

Référence 02201

Prix du produit :

**186,76 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Le pèse bébé électronique Soehnle** garantit une pesée sûre et précise grâce à ses 8 capteurs. Son option auto-off, qui lui permet de s'éteindre automatiquement, fait d'elle une balance plutôt économique. Également repliable, elle dispose d'un coffret de transport intégré.



Description du produit :

## [Pèse bébé électronique](#)

### Caractéristiques

- **Alimentation** : 2 piles AA de 1.5V
- **Capacité maximale** : 15kg
- **Graduation** : 10g
- **Dimensions (en mm)** : 375 x 315 x 105 (fermé), 740 x 315 x 53 (ouvert)
- **Poids net** : 1.9kg
- **Fonctions** : Hold, Filtrage

**Garantie 2 ans. CE.**