

Stéthoscope 3M™ Littmann® Numérique Core

Référence 02533



Prix du produit :

379,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le nouveau stéthoscope numérique 3M™ Littmann® CORE regroupe toutes les qualités acoustiques ainsi que le confort qu'un stéthoscope cardiologique peut vous offrir. Possibilité de réaliser un marquage permanent.

Description du produit :

Offert !



Achetez un stéthoscope 3M Littmann et accédez gratuitement à notre application d'apprentissage interactif !

Entendez mieux. Apprenez mieux.

L'application vous permet de :

- développer vos compétences diagnostiques à l'aide de scénarios d'auscultation
- écouter des sons cardiaques et pulmonaires réels pour identifier différentes pathologies
- suivre vos progrès et tester vos connaissances.

BONUS : Contenu PREMIUM accessible avec le numéro gravé sur le pavillon de votre stéthoscope.

Available on the **Google play**

Available on the **App Store**



Stéthoscope numérique intégrant une puissante technologie digitale. Personnalisable.

Le nouveau [stéthoscope](#) numérique 3M Littmann CORE homologué par la FDA vous offre une bascule entre les modes d'écoute analogique et amplifié.

Voici les caractéristiques des [stéthoscopes numérique Littmann®](#) :

- 2 modes d'utilisation possible analogique ou digital au choix.
- **Amplification jusqu'à 40 fois** supérieure à une fréquence de pic, en mode digital directement sur le stéthoscope sans avoir à passer par l'application smartphone.
- Suppression **active du bruit ambiant**.
- Basculer entre les modes d'écoute amplifié et analogique.
- Se connecte au logiciel Eko pour visualiser et partager les ondes sonores en temps réel.
- Permet une écoute alternative des sons de hautes et de basses fréquences grâce à une simple pression sur le pavillon.
- Embouts auriculaires clipsables souples s'adaptant à chaque oreille avec une étanchéité acoustique et un confort optimal.
- Stéthoscope utilisé pour l'auscultation des patients adultes et enfants.
- Composé d'un double pavillon en acier inoxydable avec une membrane double fréquence sur chaque côté et une cloche ouverte ou fermée.

Un stéthoscope connecté !

Grâce au stéthoscope numérique [3M™ Littmann® CORE](#) vous pouvez enregistrer les auscultations !

Les enregistrements sont transmis **en temps réel** au logiciel Eko sur les appareils iOS et Android grâce à la technologie sans fil.

Analyser vos enregistrements en créant une bibliothèque de sons cardiaques afin de suivre l'évolution d'une maladie ou à des fins pédagogiques.

Partager vos enregistrements en toute sécurité avec des confrères.

Dispositif conforme aux directives HIPAA pour **sauvegarder et annoter des enregistrements** de 15, 30, 60 ou 120 secondes.

Application EKO : captez. Analyser. Partagez.

Faites plus et plus que jamais avec la technologie sans fil. Le stéthoscope numérique 3M™ Littmann® CORE, homologué FDA, fonctionne avec le logiciel Eko sur les appareils iOS et

Android, ce qui en fait un dispositif conforme aux directives HIPAA pour sauvegarder et annoter des enregistrements de 15, 30, 60 ou 120 secondes dans un tableau de bord sécurisé. Créez une bibliothèque de sons cardiaques pour suivre l'évolution d'une maladie ou à des fins pédagogiques, et partagez en toute sécurité les enregistrements avec des confrères. De plus, l'intelligence artificielle Eko vous aidera dans la détection des murmures cardiaques (abonnement requis ; disponible uniquement aux US).

Télécharger l'application



Caractéristiques et Matériaux :

Double pavillon en acier inoxydable.

Couleur : Noir

Membrane double fréquence sur

chaque coté ainsi qu'une cloche ouverte ou fermée.

Garantie 2 ans. CE.

[Voir les mentions légales.](#)

**Ecoutez comme jamais auparavant
avec une amplification jusqu'à
40 fois**

Stéthoscope numérique 3M™ Littmann® CORE

Dispositifs médicaux CE et CE0537

Achetez maintenant

Présentation en vidéo du stéthoscope numérique 3M LITTMANN CORE

Aperçu des caractéristiques et comment appairer le stéthoscope Litmann CORE avec son smartphone ?

Spécial étudiants !

[Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?](#)

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sage-femmes... Le stéthoscope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !



EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)

[Gravure laser : personnalisez votre stéthoscope et rendez-le unique !](#)