

TENSIOMÈTRE GAMMA G5 ANTICHOC HEINE - avec brassard adulte

Référence 02482



Prix du produit :

82,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre manopoire HEINE GAMMA G5** réunit une structure antichoc, un cadran de **56 mm** bien lisible et une manipulation manuelle précise au quotidien. **Sans latex**, réutilisable, il est fourni avec un brassard adulte lavable.

5 Ans • CE • Sans latex • Cadran 56 mm

Description du produit :

[HEINE GAMMA G5, tensiomètre manuel robuste et lisible](#)

Le tensiomètre manuel **HEINE GAMMA G5** est destiné à la mesure non invasive de la pression artérielle. Sa conception antichoc, son cadran de **56 mm** et sa grande poire apportent confort de lecture et maniabilité lors des prises de tension.

Sa valve d'échappement d'air aide à obtenir un dégonflage progressif et contrôlé. La structure à double paroi contribue à préserver le manomètre face aux chocs du quotidien, en cabinet comme lors des déplacements.

Ce modèle **sans latex** est **réutilisable** et livré avec un brassard adulte lavable. Idéal pour médecins généralistes, infirmiers libéraux, services hospitaliers, EHPAD et cabinets de spécialité.

[Points forts](#)

- **Boîtier antichoc** : la construction à double paroi avec système d'absorption limite l'impact des chocs usuels sur le manomètre en usage répété.
- **Grand cadran** : l'affichage noir sur blanc de **56 mm** améliore la lecture des valeurs pendant la mesure.
- **Dégonflage maîtrisé** : la valve de précision permet un échappement d'air fin et régulier pour accompagner la prise manuelle.
- **Poire XL** : son volume supérieur de **50 %** favorise un gonflage plus rapide du brassard lors des examens successifs.
- **Sans latex** : les matériaux conviennent aux environnements où l'absence de latex est recherchée.
- **Utilisation ambidextre** : la cuillère réglable offre une prise en main confortable pour droitiers et gauchers.

Caractéristiques techniques

Garantie : 5 ans

Marque : HEINE

Fabricant : HEINE

Type de produit : Tensiomètre manopoire

Fonctionnement : Manuel, non automatisé

Utilisation : Réutilisable

Dimensions : Cadran de 56 mm de diamètre

Matériau : Boîtier en plastique antichoc, cuillère en polyamide thermoplastique

Composition : Manomètre, poire XL, brassard adulte monotube avec fermeture Velcro, pochette zippée

Couleur : Cadran noir sur blanc

Conditionnement : Livré complet avec brassard adulte et pochette de transport

Formats disponibles : Brassards de différentes tailles dans la gamme HEINE GAMMA

Normes & sécurité

Norme : EN ISO 81060-1

Norme : ANSI/AAMI/ISO 81060-1

Marquage : CE

Fabricant : HEINE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus dans l'emballage : le tensiomètre HEINE GAMMA G5, un brassard adulte monotube

avec fermeture Velcro et une pochette zippée de transport.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la prise de tension, un stéthoscope reste utile lors de la mesure auscultatoire au cabinet ou en déplacement. Les accessoires pour tensiomètres facilitent le remplacement des éléments d'usage. Une organisation pensée pour la visite à domicile aide aussi au transport du matériel.