

Tensiomètre GAMMA G7 - Heine

Référence 02479



Prix du produit :

134,64 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tensiomètre Heine Gamma G7 avec alliage d'aluminium. Ultra résistant, équipé d'une bague anti-choc. Idéal pour les déplacements. Conçu pour les droitiers ou les gauchers.

Description du produit :

Tensiomètre bras Heine Gamma G7 léger et résistant !

Mêmes caractéristiques que [GAMMA G5](#) sauf :

- Dessus du boîtier en alliage d'aluminium et thermoplastiques avec une bague absorbant les chocs pour protéger l'aiguille et le verre
- Dessous du boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques Elastomère avec en plus d'un absorbeur de chocs, un traitement antiglisse.
- Cuillère réglable en alliage léger: pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.

Brassard adulte fourni

Garantie 10 ans

CE.

Accessoires:

[Brassard Heine pour tensiomètre Gamma seul disponible en 5 tailles](#)

