

Coton hydrophile en accordéon

Référence 00247



Prix du produit :

2,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Coton hydrophile pour les soins médicaux. Dispositif destiné à être utilisé dans le cadre de la désinfection de peau saine avant un soin ou de support pour l'application de produits sur la peau.

Disponible en 2 modèles : 250g. et 500g.
Produit non stérile.

Dispositif médical : Classe I

Description du produit :

Coton hydrophile chirurgical, pliage en accordéon.

Composition du dispositif et accessoires

- Principaux composants et matériaux : 100 % Coton blanchi au H₂O₂ (sans chlore ni agent fluorescent) emballage primaire plastique 100% polyéthylène.
- Présence de latex : Non
- Présence de BPA : Non
- Présence de DBP/BBP/DIPP/DEHP : Non
- Présence de produits d'origine animale ou biologique : Non

Conditions normales de conservation et de stockage

- A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.

- Précautions particulières : Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Durée de validité du produit : Se référer à l'étiquetage du produit
- Présence d'indicateurs de température : Non

Conseils d'utilisations

- Performance : Le coton est imbibé d'antiseptique et appliqué sur la peau, sur le collet ou le bouchon pour le désinfecter.
- Destination : Dispositif destiné à être utilisé dans le cadre de la désinfection de peau saine avant un soin, ou de support pour l'application de produits sur la peau.
- Contre-indications : Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.

Informations complémentaires sur le produit

- 100% coton hydrophile ou mélange coton/viscose
- Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent)
- Conforme à la Pharmacopée européenne pour le coton non cardé. Répond aux exigences du taux maximum de Bioburden de 100cfu/g

Stérilisable à l'Oxyde d'Éthylène

Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication