

# POCHE DE FROID INSTANTANÉ TENSOCOLD PACK USAGE UNIQUE BSN - 24 x 14,5 cm

Référence 02544



Prix du produit :

**3,97 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La poche de froid instantané **Tensocold Pack BSN** s'active d'une simple pression pour obtenir un refroidissement local sans passage au froid. En format **24 x 14,5 cm**, elle diffuse un effet durant **environ 30 minutes** pour une utilisation rapide en soins ou en secours.

DM IIa • Usage unique • Sans latex, sans phtalates • Carton de 24

Description du produit :

Tensocold Pack, une solution de froid disponible immédiatement

Cette poche de froid instantané **Tensocold Pack BSN** permet d'obtenir un refroidissement local sans réfrigérateur ni congélateur. Une simple pression déclenche son système interne à deux compartiments, pour un effet froid d'**environ 30 minutes**. Le produit est livré **non stérile**.

Son format **24 x 14,5 cm** se prête à une mise en place rapide sur différentes zones du corps, notamment après un choc ou un traumatisme léger. Elle trouve facilement sa place en cabinet, dans une infirmerie, en intervention ou dans un équipement de secours.

Conçue pour un **usage unique**, elle fonctionne grâce à une réaction endothermique extemporanée entre l'urée et l'eau. Idéal pour les kinésithérapeutes, médecins du sport, infirmiers, secouristes, clubs sportifs, services d'urgence et trousse de premiers secours.

## Points forts

- **Activation sans équipement frigorifique** : la poche produit du froid immédiatement, sans préparation préalable, ce qui facilite son emploi en déplacement ou sur le terrain.
- **Effet prolongé** : le refroidissement se maintient pendant environ 30 minutes, pour une disponibilité rapide lors d'une prise en charge locale.
- **Déclenchement simple** : la rupture de la membrane intérieure lance la réaction endothermique et rend l'utilisation rapide et pratique.
- **Format à usage unique** : solution prête à l'emploi, adaptée aux besoins ponctuels en cabinet, en secourisme ou dans les trousseaux d'urgence.
- **Composition sans latex, sans phtalates** : un choix adapté aux environnements de soin recherchant ces caractéristiques matériaux.
- **Dimensions polyvalentes** : le format 24 x 14,5 cm convient à une application localisée sur des zones musculaires ou articulaires.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Poche de froid instantané

**Marque** : BSN

**Dimensions** : 24 x 14,5 cm

**Utilisation** : Usage unique

**Fonctionnement** : Réaction endothermique extemporanée après rupture de la membrane intérieure

**Durée de refroidissement** : Environ 30 min

**Composition** : Mélange d'urée et d'eau

**Matériau poche extérieure** : Polyéthylène (PE) + Polyamide (PA)

**Matériau poche intérieure** : Polyéthylène téréphtalate (PET)

**Caractéristiques** : Sans latex, sans phtalates

**Conditionnement** : Carton de 24 poches en vrac

**Stockage** : À température ambiante, en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil

**Stérilisation** : Non stérile

**Classe DM/EPI** : DM IIa

**Fabricant** : BSN-RADIANTE SAS

## Normes & sécurité

**Classe** : DM IIa

**Marquage** : CE 0476

**Certificat** : MED 31269

**Fabricant** : BSN-RADIANTE SAS

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour maintenir la poche sur une zone ciblée, les bandages sont utiles en pratique quotidienne. Les trousse de premiers secours permettent de la garder disponible en mobilité, tandis que les compresses thermiques complètent les besoins en thérapie.