

Biopsie punch stérile KAI

Référence 07007



Prix du produit :

47,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Instrument pour dermatologue. Permet de pratiquer une biopsie cutanée de façon précise et hygiénique. Disponibles en plusieurs tailles : de 2 à 8 mm. Punch stérile à usage unique.

Description du produit :

Punch à biopsie stérile.

Instrument à usage unique pour effectuer une biopsie de peau précise.

Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure.

Le manche est cannelé pour assurer une bonne préhension.

La taille est gravée sur le punch.

Stérile et prêt à l'emploi.

Différents diamètres disponibles : 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ou 8 mm.

Vendu par lot de 20