

Lunettes de Berger - Grossissement x 2,5

Référence 02409



Prix du produit :

60,18 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ces lunettes de berger rétractables et leur grossissement x 2,5 vous permettent d'avoir une vision détaillée et précise des structures oculaires.

Description du produit :

- Dispositif permettant un grossissement x 2,5.
- Objectif constitué d'une glace minérale avec une armature en acier.
- Tour de tête est en acier enduit de polyéthylène : max. 60 cm et min. 450 cm.
- Possibilité de régler des branches pour un positionnement optimal.
- Rétractable

CE.