

Compresse non tissées non stériles 40g/m² - 4 plis

Référence 00165



Prix du produit :

0,57 € taxe inclu

Description brève du produit :

Compresse non tissées non stériles - 40g/m² - 4 plis. Pour le nettoyage en douceur des plaies. Excellente tolérance cutanée même pour les peaux sensibles. Paquet de 100 compresses.

Dispositif spécialement adapté pour les soins médicaux : hygiène, déterision, antiseptie, couverture et soins des plaies

Description du produit :

Compresse non stériles

Les compresses en non-tissé non stériles sont étudiées pour le nettoyage des plaies en douceur, sans effilochage et avec une bonne tolérance cutanée.

Les [compresses](#) sont en viscose et polyester non tissé 40 g/m² 4 plis pour le nettoyage et le soin des plaies.

Elles sont particulièrement adaptées pour tous les soins médicaux : hygiène, déterision, antiseptie, et permettent le recouvrement non aseptique des plaies.

Les **compresses non tissées** peuvent être stérilisées : à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement

ou à la vapeur.

Leur matière préserve les plaies :

- Aucun fil libre lors du nettoyage matière douce et confortable
- Excellente tolérance cutanée : même pour les peaux sensibles
- Compatible avec les solutions antiseptiques et l'éther et une très bonne capacité d'absorption et résistance à l'étirement sèche ou humide
- Structure homogène pour plus de douceur sur la peau et faible risque d'effilochage pas de peluche

- Grammage 40 g/m² en 4 plis pour une meilleures capacité d'absorption

Paquet de 100 compresses.

3 tailles au choix :

- 5 x 5 cm - 4 plis - dépliées : 10 x 10 cm
- 7,5 x 7,5 cm - 4 plis - dépliées : 15 x 15 cm
- 10 x 10 cm - 4 plis - dépliées : 20 x 20 cm

Dispositif médical non stérile de Classe I. À usage unique, non stérile. Marquage CE.