

COMPRESSES NON TISSÉES MEDI'SOFT 4 PLIS NON STÉRILES MEDICLINIC - boîte de 100

Référence 00165



Prix du produit :

0,57 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **compresses non tissées MEDI'SOFT MEDICLINIC** en **4 plis** offrent une absorption efficace et une texture douce pour les soins non aseptiques du quotidien. Présentées en boîte distributrice de **100 compresses**, elles sont peu pelucheuses et adaptées à l'utilisation avec des solutions antiseptiques. Existe en plusieurs dimensions.

CE • Haute capacité d'absorption • Usage unique • Boîte de 100

Description du produit :

Compresses MEDI'SOFT 4 plis, absorbantes et confortables

Ces compresses non stériles conviennent au nettoyage, à l'antisepsie et à la protection non aseptique des plaies. Les **compresses non tissées MEDI'SOFT MEDICLINIC** en **4 plis** combinent douceur d'application, bonne tenue et **haute capacité d'absorption**.

Le mélange viscosse et polyester réduit le peluchage au contact de la peau. Cette conception améliore le confort lors des soins répétés et facilite les gestes précis en environnement médical.

Le conditionnement en boîte distributrice favorise un accès rapide au poste de soins. Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD et structures paramédicales.

Points forts

- **Non tissées 4 plis** : structure souple avec une tenue adaptée aux manipulations de soin les plus courantes.
- **Forte absorption** : capte efficacement les liquides pour accompagner le nettoyage et l'application d'antiseptiques.
- **Faible peluchage** : limite les dépôts de fibres sur la zone concernée pendant le soin.
- **Contact doux** : apporte un meilleur confort d'utilisation, notamment sur les peaux sensibles.
- **Utilisation polyvalente** : adaptées à l'hygiène, à la déterision, à l'antisepsie et au recouvrement non aseptique.
- **Boîte distributrice de 100** : facilite le stockage, la prise unitaire et l'organisation du matériel.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Compresse non tissées non stériles

Dimensions : 5 x 5 cm ; 7,5 x 7,5 cm ; 10 x 10 cm

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer la zone avant le soin, les alcool médical trouvent naturellement leur place au poste de travail. Les sparadraps médicaux aident au maintien d'un pansement secondaire, tandis que les sets de soins et chirurgie simplifient l'organisation des gestes.