

# Compresses de gaze non stériles 17 fils

Référence 00167



### Prix du produit :

# 1,25 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Compresses à fort pouvoir d'absoption pour les soins ou les actes chirurgicaux. Très absorbantes pour une cicatrisation rapide des plaies lors des actes médicaux. Paquet de 100 compresses.

#### **Description du produit:**

## Compresses de gaze non stériles

À pliage chirurgical sont très absorbantes pour garantir une cicatrisation rapide des plaies lors des soins ou des actes médicaux.

Constituées de tissu en 100 % coton hydrophile (blanchi et purifié), les compresses de gaze non stériles sont recommandées pour le nettoyage et le soin des plaies : absorption, détersion et couverture des plaies.

Avec **17 fils**, un **pliage chirurgical à bords rentrés** et **plusieurs épaisseurs**, les compresses de gaze procurent un pouvoir d'**absorption optimal** pour les soins et lors d'actes chirurgicaux. Ce qui permet une cicatrisation rapide de la plaie.

Les **compresses de gaze hydrophile** peuvent être stérilisées : à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement ou à la vapeur.

Paquet de 100 compresses.



# 3 tailles au choix:

- 5 x 5 cm 17 fils 8 épaisseurs
- 7,5 x 7,5 cm 17 fils 12 épaisseurs 10 x 10 cm 17 fils 16 épaisseurs

Dispositif médical non stérile de Classe I. À usage unique, non stérile. Marquage CE.