

# Compresse stériles de gaze hydrophile

Référence 00175



Prix du produit :

**4,39 € taxe inclu**

Description brève du produit :

En toile de coton de qualité supérieure. Compresse conditionnée en sachet individuel stérile. 3 tailles disponibles. Boîte de 100.

Description du produit :

## Compresse stériles de gaze

Adaptées pour les premiers [soins](#), les [compresses](#) de gaze hydrophiles stériles Sylafirst® sont en toile pur coton de qualité supérieure.

**Pour les professionnels de santé et le grand public, les compresses sont conditionnées en sachet individuel stérile pelable.**

Elles sont particulièrement adaptées aux premiers soins comme le **nettoyage, la protection et le recouvrement des plaies**. Très **absorbantes** elles conviennent aussi au nettoyage des plaies exsudatives.

En **gaze hydrophile 17 fils** de qualité supérieure, cette toile 100 % coton est épurée et blanchie.

*3 tailles au choix :*

- dimensions pliées : 5 x 5 cm / dimensions dépliées : 20 x 20 cm
- dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm / dimensions dépliées : 30 x 30 cm
- dimensions pliées : 10 x 10 cm / dimensions dépliées : 40 x 40 cm

Dispositif Médical de Classe I stérile. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

*Précautions d'emploi :*

Les compresses doivent être conservées dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Elles sont à usage unique. Vérifier l'intégrité du sachet avant utilisation et la date de péremption.

Boîte de 100 compresses.