

SET DE SUTURE MÉTAL STÉRILE MEDICLINIC - boîte de 5 sets

Référence 06943



Prix du produit :

15,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **set de suture métal MEDICLINIC** propose un ensemble **stérile** de **12 éléments** à usage unique, présenté sous blister rigide pour préparer rapidement le soin. Adapté aux actes de suture en cabinet, en consultation ou en service d'urgence, en boîte de **5 sets**.

CE • Stérile • Usage unique • Boîte de 5 sets

Description du produit :

Set de suture métal, organisation rapide du soin

Ce set de suture réunit en un seul conditionnement les éléments utiles à la préparation d'une suture simple. **Stérile** et à **usage unique**, il est présenté sous blister rigide pour une ouverture pratique au moment du soin.

Le **set de suture métal Mediclinic** intègre **12 éléments**, avec des instruments métalliques conçus pour offrir une manipulation précise. Cette composition permet de disposer immédiatement du nécessaire sur le plateau technique.

Son format convient aux organisations qui souhaitent limiter la préparation en amont et garder un poste de travail ordonné. Idéal pour **cabinets médicaux, services d'urgence, centres de soins, infirmiers, médecins généralistes et structures ambulatoires**.

Points forts

- **Ensemble prêt à l'emploi** : les 12 éléments sont regroupés dans un même set pour éviter de multiplier les références lors de la préparation.

- **Dispositif stérilisé à l'oxyde d'éthylène** : le set est fourni **Stérile** pour une utilisation immédiate dans un environnement de soin adapté.
- **Instrumentation en métal** : la pince micro Adson, le porte-aiguille et les ciseaux pointus favorisent une bonne tenue en main pendant le geste.
- **Usage unique** : simplifie l'organisation après utilisation et réduit les opérations liées au retraitement du matériel.
- **Blister rigide** : le conditionnement protège le contenu et permet un contrôle visuel rapide avant ouverture.
- **Composition complète** : champs, compresses et tampons alcool accompagnent efficacement les différentes étapes de préparation locale.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Set de suture métal

Marque : MEDICLINIC

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditionnement : Boîte de 5 sets

Conditionnement primaire : Sous blister rigide stérile

Composition : 1 champ de soin plastifié 32 x 45 cm, 1 pince micro Adson métal sans griffe 12,5 cm, 1 champ de soin fenêtré 45 x 45 cm, 1 porte-aiguille métal 12,5 cm, 1 paire de ciseaux pointus 12 cm, 5 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm, 2 tampons alcool

Matériau : Instruments métal

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

La boîte comprend 5 sets de suture stériles. Chaque set contient 1 champ de soin plastifié 32 x 45 cm, 1 pince micro Adson métal sans griffe 12,5 cm, 1 champ de soin fenêtré 45 x 45 cm, 1 porte-aiguille métal 12,5 cm, 1 paire de ciseaux pointus 12 cm, 5 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm et 2 tampons alcool.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation, les gants stériles s'intègrent naturellement au protocole de soin. Après le geste, les pansements stériles aident à couvrir la zone concernée. En amont, l'alcool médical peut être utilisé pour la préparation cutanée.