

# Lampe infrarouge Thera LID seule

Référence 02814



Prix du produit :

**463,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :


**Idéale en kinésithérapie, ostéopathie, chiropraxie**

## Description du produit :

La **lampe Thera LID infrarouge** grâce à son rayonnement doux et pénétrant, détend et soulage efficacement les contractures musculaires en augmentant l'irrigation sanguine (vasodilatation) et l'élimination des toxines.

Cette lampe chauffante est idéale pour la kinésithérapie, les massages, l'ostéopathie ou l'acupuncture. Améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.

**Garantie 3 ans.** Marquage CE.

Produit entièrement conçu en France, **fabrication française** garantie ! 

### **Caractéristiques techniques :**

- Watts : 250 W
- Longueur d'onde : 1200 nm
- Longévité des ampoules : 5 000 heures
- Longueur de câble : 4 mètres
- Protection électrique : isolation : Classe I
- Tête de lampe diamètre : Ø 260 mm
- Base de lampe cotes : 69 x 69 x 115 mm
- Couleur : Blanche
- Ampoule IR en verre dur avec réflecteur intégré fournie : culot E27- durée de vie 5000 heures
- 90% de l'énergie est transmise sous forme d'infrarouge
- Bras flexible multidirectionnel L : 860 mm
- Grille de protection avec trois pattes recouverte de silicone
- Poignée ergonomique

Il existe **deux types d'interrupteurs** au choix pour ce modèle : classique à bascule ou infrarouge sans contact.



**Classique à  
bascule**



**Infrarouge sans  
contact**

La **lampe est livrée seule**, choisissez l'[option de fixation](#) qui vous convient le mieux :



**Pied à roulettes  
télescopique lesté**



**Équerre simple**



**Étau simple**

Vous pouvez remplacer votre ampoule avec une [ampoule de rechange à infrarouge 250 W](#).

Dispositif médical de classe I.