

# Protège plâtre Aqua protect

Référence 02722



**Prix du produit :**

**18,25 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

## **Description du produit :**

AquaProtect est une grande enveloppe en plastique très souple, réutilisable, découpée en forme de bras ou de jambe, dans une matière (polyuréthane) résistante et agréable à la peau, sans risques d'allergie ou de déchirure. Une fois enfilée, l'ouverture adhère parfaitement à la peau sans trop serrer, mais en assurant une parfaite étanchéité.

C'est une grande sensation de liberté pour se laver ou se baigner.

Les modèles jambes avec semelle anti-dérapante pour une plus grande sécurité.

Tailles au choix :

02722 : Avant bras grand longueur 54 cm périmètre extrémité 22 cm.

02720 : Jambe grand longueur 64cm périmètre extrémité 32 cm.

02719 : Jambe petit longueur 51cm périmètre extrémité 24 cm.