

# Stéthoscope Magister® pédiatrique Spengler

Référence 04025



**Prix du produit :**

**51,90 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Pour une auscultation polyvalente pour les pédiatres. Possibilité de graver au laser un texte sur le pavillon.

**Description du produit :**

## **Stéthoscope spécial pédiatrie**

Double pavillon en acier inoxydable classique pédiatrique.

Récepteur pédiatrique de taille réduite.

Auscultation complète des jeunes patients.

membrane flottante multi fréquences.

Parfaite réception et isolation des sons de hautes fréquences (pulmonaires) et de basses fréquences (vasculaires et cardiaques).

Écouter toutes les fréquences sans interruption de l'examen récepteur en acier inoxydable, pavillon cloche (pour l'écoute de la carotide).

Longueur totale : 78 cm

Diamètres récepteur grand pavillon 34,8 mm, cloche 27 mm

## **Garantie récepteur et lyre : 5 ans**

Existe dans différents coloris

## **Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !**



**EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL**

## **Produits complémentaires à votre stéthoscope:**

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)

[Gravure laser : rendez unique votre stéthoscope grâce à la personnalisation.](#)