

Stéthoscope Dual Pulse® Spengler- double pavillon

Référence 01853



Prix du produit :

27,74 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour le diagnostic au quotidien. Possibilité de réaliser un marquage au laser sur le pavillon.

Description du produit :

Stéthoscope Dual Pulse® Spengler

Ce stéthoscope a été créé pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien. Il est ergonomique et fonctionnel, conçu pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré.

Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.

Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure.

Bague anti-froid et embouts auriculaires souples à vis.

Lyre orientée avec ressort intégré.

Longueur totale : 78 cm

Garantie récepteur et lyre : 3 ans

Éxiste aussi en [simple pavillon avec le modèle Pulse®](#).

Existe dans différents Coloris.

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)