

Seringues BD Plastipak™ 1 ml Tuberculine

Référence 00640



Prix du produit :

16,20 € taxe inclu

Description brève du produit :

[Seringues](#) avec ou sans aiguilles pour injections et prélèvements. À usage unique. Aiguille en acier inoxydable.

Description du produit :

La seringue BD Plastipak™ 1 ml de précision peut être utilisée pour les injections ou les prélèvements.

Cette **seringue 3 pièces** est composée d'un corps, d'un piston et d'un joint de piston pour une contenance de 1 ml.

Étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45 psi, soit 2330 mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

Matériel stérile à usage unique, à conserver 5 ans après stérilisation.

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

2 modèles disponibles :

- **Seringue avec aiguille** BD Microlance™ 3 prémontée, non sertie : 1 ml longue avec graduation 0,01 ml - Aiguille 10/45 27 G marron - Luer simple - **Boîte de 120**

Caractéristiques techniques :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polypropylène (PP)
- Joint de piston : Élastomère sans latex
- Lubrifiant : Silicone 0.25 ?g/mm²
- Emballage : Polyamide
- Marquages : Encre permanente

Pour la seringue avec aiguilles BD Microlance 3 :

- Aiguille : Acier inoxydable
- Embase de l'aiguille : Polypropylène (PP) marron
- Capuchon de l'aiguille : Polypropylène (PP)
- Colle : Résine de type époxy

Tableau de la norme NF EN ISO 6009 qui définit un code couleur pour identifier les aiguilles hypodermiques à usage unique. Pour chaque code couleur est attribuée une gauge (de 18G à 30G) ainsi qu'un diamètre. Ce tableau est une aide pour le choix de l'aiguille la plus adaptée à votre pratique médicale, voici le tableau récapitulatif :

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920



VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

