

Boîte de stérilisation en aluminium couleur

Référence 02841



Prix du produit :

20,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Boîte en aluminium couleur. Taille : 17 x 7 x 3 cm. Couleur au choix.

Boîte Aluminium, colorée

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination