

# Gants de chirurgie en latex Precinium poudrés, stériles

Référence 02965



Prix du produit :

**32,39 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Faiblement pré-poudré pour faciliter le gantage, ce **gant d'examen** est conditionné en paire dans une **pochette stérile**. **Boîte de 50 paires**.

Vendu à la boîte

Description du produit :

**Gant de Chirurgie Stérile en Latex Poudré – Haute Précision (Precinium)**

**Alliez sécurité maximale et sensibilité tactile exceptionnelle pour vos actes chirurgicaux.**

Le **gant stérile Precinium** est conçu pour répondre aux exigences strictes des blocs opératoires. Fabriqué en **pur latex de haute qualité**, ce dispositif médical à usage unique offre un équilibre parfait entre souplesse et robustesse.

Grâce à sa conception en **double épaisseur**, il garantit une barrière de protection renforcée sans compromettre la dextérité. Sa texture poudrée à l'amidon de maïs facilite le gantage, offrant à l'utilisateur un confort immédiat et une précision chirurgicale optimale.

**Pourquoi choisir le gant stérile Precinium ?**

- **Précision Chirurgicale** : Une sensibilité tactile élevée ("effet seconde peau") pour les gestes les plus minutieux.
- **Protection Renforcée** : Excellente résistance à la perforation, aux déchirures et aux produits chimiques grâce à sa structure robuste et élastique.
- **Confort et Ergonomie** : Un ajustement anatomique parfait et un gantage aisé grâce au poudrage (amidon de maïs).
- **Tolérance Cutanée** : Risques d'allergies minimisés grâce à une faible teneur en protéines de latex et un poudrage contrôlé.

### Caractéristiques Techniques et Normes

- **Matériau** : Latex naturel de couleur blanc laiteux.
- **Type** : Poudré (amidon de maïs résorbable).
- **Classement** : Dispositif Médical de Classe IIa, Stérile.
- **Stérilisation** : Conforme ISO 11135.
- **Conservation** : 5 ans (stockage au sec, à l'abri de la lumière, chaleur et humidité).

**Conformité Règlementaire** : Ce produit respecte la Directive européenne 93/42/CEE et les normes en vigueur :

- **EN 455-1/2/3** : Gants médicaux non réutilisables (absence de trous, propriétés physiques, évaluation biologique).
- **EN 550** : Stérilisation des dispositifs médicaux.

### Applications et Indications

Ces gants sont indispensables pour tout environnement nécessitant une asepsie rigoureuse :

- **Blocs opératoires** : Chirurgie générale et spécialisée.
- **Soins critiques** : Services d'urgences et réanimation.

- **Actes techniques** : Soins infirmiers stériles, dentistes, implantologie.
- **Industries de santé** : Laboratoires d'analyses et industrie pharmaceutique.

Taille disponible : 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5