

## Gants de chirurgie en latex Precinium poudrés, stériles

Référence 02965



Prix du produit :

32,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Faiblement pré-poudré pour faciliter le gantage, ce gant d'examen est conditionné en paire dans une pochette stérile. Boîte de 50 paires.

## **Description du produit:**

## Gants stériles poudrés.

De haute sensibilité tactile, ce gant stérile à usage unique procure une haute protection.

Sa face externe a subi un traitement de surface pour une meilleure préhension des instruments, tout en offrant une sécurité accrue par sa double épaisseur.

De plus, la surface palmaire est texturée et rugueuse.

Le gant est faiblement pré-poudré, pour un meilleur gantage.

Il est conditionné par paire en pochettes stériles à grande ouverture.

Boite de 50 paires. CE.