

Protège-sonde vaginale / anale / lombaire

Référence 01340

Prix du produit :

15,75 € taxe inclu



Description brève du produit :

Protège-sonde pour examen lombaire, vaginale ou anale. Non stérile. En latex naturel. Boîte de 100 protège-sondes.

Description du produit :

Protège-sonde Comed pour sonde lombaire, vaginale ou anale.

Non stérile, non lubrifié, en latex naturel (100 % naturel et 100 % biodégradable), légèrement poudré et sans réservoir.

Taille : Ø 34 mm, longueur 190 mm.

Emballé individuellement et à usage unique.

Utilisation :

Dispositif médical utilisé lors des interventions nécessitant une sonde vaginale, anale ou lombaire, pour la protection de cette dernière.

Boîte de 100 protège-sondes.