

# Ruban indicateur autoclave

Référence 06542



**Prix du produit :**

**5,60 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Ruban adhésif permettant de sceller efficacement les emballages de stérilisation.

**Description du produit :**

## **Ruban adhésif sans plomb pour la stérilisation en toute sécurité.**

Le ruban adhésif, sans plomb, est un ruban indicateur pour le contrôle de l'exposition.

Il permet de sceller les emballages de stérilisation en toute sécurité et apporte visuellement l'assurance que la charge a bien été exposée au procédé de stérilisation à la vapeur d'eau.

- Encre indicatrice sans plomb, sans transfert d'encre sur les substrats - ce qui signifie une réduction de l'impact environnemental.
- Procédé de fabrication sans solvants, ce qui contribue à diminuer l'émission de Composés Organiques Volatiles (COV).
- Adhésif de haute qualité qui permet de sceller les emballages en toute confiance, sans risque de décollement pendant la stérilisation.
- DM de classe I, selon la Directive 93/42 CEE, conforme à la norme ISO 11140-1:2005.

Dimensions du rouleau : 50 m x 19 mm.

Vendu à l'unité