

Gueridon médical en inox avec galeries amovibles

Référence 06881



Prix du produit :

450,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Guéridon roulant médical en inox équipé de 2 plateaux et de 4 roues silencieuses avec freins. Les galeries sont amovibles. Charge : +20Kg par plateau. Cette desserte en inox est garantie 1 an.

Description du produit :

Ce guéridon tout inox vous accompagne dans votre activité médicale au quotidien.

Pour les prélèvements, les [urgences](#), les [soins au patient](#) ou le transport de matériel électronique, il saura vous apporter confort et stabilité.

Facilement nettoyable car tout en inox (structure et plateaux), il supporte tous les produits de désinfection utilisés dans les milieux hospitaliers et les [désinfectants de surface](#).

Pratique et stable avec ses 4 roulettes, il est à la fois maniable et solide. Sa structure en tube arrondi avec ses larges poignées permettent la poussée sur tous les côtés du chariot.

Il est composé d'une structure avec des tube ronds en inox et 4 roues de diamètre 75 mm avec protection anti-choc. Sur demande, nous pouvons vous fournir des roues avec freins.

Charge maximum : +20 kg / plateau.

Dimensions du chariot :

Largeur : 44,2 cm

Longueur : 86 cm

Hauteur : 10,5 cm

Garantie 1 an.