

Électrodes de diagnostic à languette ECG pré-gelifiées Comepa

Référence 03066

Prix du produit :

4,58 € taxe inclu



Description brève du produit :

Électrodes pour électrocardiogramme avec
adhésif hydrogel/ Dimensions 34x21 mm.
Compatibles IRM.

Description du produit :

Électrodes de diagnostic ECG

- Dimensions 35 X 21 mm
- Forme rectangle
- Adhésif : Hydrogel
- Gel : Hydrogel conducteur solide
- Support : PET
- Compatible IRM : oui - amagnétique
- Durée optimale d'utilisation : 30 minutes
- Délai de conservation : 24 mois

Sachet de 100 électrodes