

Audiomètre K10.2 Colson

Référence 03402

Prix du produit :

631,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Audiomètre portable (seulement 450 grammes). Permet de réaliser des diagnostics précis et dépister les troubles auditifs d'une seule main. Économique, fiable, robuste et performant. Il couvre le spectre de 500 à 4000 hertz.



Description du produit :

Un audiomètre compact et simple d'utilisation

Pour les examens de routine en médecine scolaire et au cabinet médical

- Compact et léger, il est très simple d'utilisation
- Tests audiométriques rapides et aisés.
- Audiométrie manuelle
- 4 niveaux de fréquences : [500-1000-2000-4000](#) Hz
- 8 niveaux sonores de 15 dB à 50 dB, réglage par intervalles de 5 dB
- Casque confortable hautes performances DD45
- Alimentation: 2 piles LR6 (AA) arrêt automatique
- Casque haute isolation DD 45.
- Livré avec trousse.

CE.