

# Micropore™ 3M™ Silicone pour les soins délicats

Référence 03562



Prix du produit :

**5,20 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le sparadraps pour les soins les plus délicats !

Description du produit :

Sparadrap dernière génération, le 3M™ Micropore™ Silicone est atraumatique, même pour les peaux les plus sensibles et délicates tout en étant très performant en terme d'adhésivité et de repositionnement.

**Une fixation durable, précise et confortable**

Ce nouveau sparadrap 3M™ est très **confortable** car il épouse parfaitement les aspérités de la peau et les reliefs anatomiques dès sa pose grâce à son enduction de silicone.

Repositionnable sans aucune perte d'adhésivité autant de fois que nécessaire, le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone garantit une **facilité de pose**, pour une fixation sûre et précise.

Une texture micro-perforée pour laisser respirer la peau du patient, mais aussi pour permettre au soignant de découper le sparadrap à la main, dans les deux sens.

**Un retrait du sparadrap atraumatique**

Grâce à sa technologie brevetée 3M, lors du retrait du sparadrap, c'est le silicone qui s'étire et non la peau. Le résultat est immédiat : la peau est beaucoup moins agressée qu'avec un sparadrap normal. Moins de cellules et de poils arrachés, le **traumatisme est donc limité** et le retrait indolore.

## **Recommandé pour les peaux les plus sensibles**

En plus de limiter le traumatisme sur la peau, le sparadrap 3M™ Micropore™ silicone est bien sûr **hypoallergénique**. Il est très bien toléré par les peaux les plus sensibles et est donc particulièrement adapté pour les bébés, les personnes âgées ou les parties du corps délicates comme le visage. Mais aussi il est recommandé pour les peaux fragilisées, dans le cas de radiothérapie ou pour une utilisation répétée dans le temps.

Présentation du sparadrap en rouleau, en boîte individuelle.

Taille : 5 m x 2,5 cm